

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/akumulator-agm-12v-12ah-do-schodolazu-p-76.html>



Akumulator AGM 12V - 12Ah do schodołazu

Cena brutto	249,00 zł
Cena netto	202,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	AKUAGM129
Kod producenta	AKUAGM129
telefon I	+48 697 301 691

Opis produktu

Bateria żelowa 12V - 12Ah

!!! ZAWSZE SPRAWDŹ WYMIARY !!!

Wymiary:

Długość: 151mm,
Szerokość: 98mm,
Wysokość: 100mm.

Dane techniczne:

Producent:	Zamiennik
Napięcie:	12V
Pojemność:	12Ah
Rodzaj akumulatora:	AGM
Bezobsługowy:	Tak
Żywotność:	do 5lat
Złącze:	konektor na wsuwki

Zamiennik akumulatora do przykładowych schodołazów:

- bateria do podnośnika pacjenta inny,
- bateria do schodołazu T09 Vimec (dwie sztuki akumulatorów 12Ah),
- bateria do schodołazu N905, N906, N907, N908, N909 YACK KSP Sherpa (dwie sztuki akumulatorów 12Ah),
- bateria do schodołazu inne.

ZASTOSOWANIE:

Bateria AGM 12V 12Ah oferowany przez firmę Prolifter to innowacyjne rozwiązanie zasilania dla schodolazów, łączące zaawansowaną technologię z praktycznością użytkowania. Jego unikalne cechy, takie jak brak wymogu pozycjonowania w pozycji poziomej, **bezobsługowość, szczelność oraz odporność na ekstremalne temperatury, uderzenia i wibracje**, sprawiają, że jest to idealny wybór dla użytkowników szukających niezawodnego i bezpiecznego źródła zasilania.

Jednym z głównych zastosowań tego akumulatora jest funkcja jako bateria do schodolazu osobowego. Możliwość pracy w różnych pozycjach jest szczególnie korzystna w przypadku urządzeń mobilnych, takich jak schodolazy, gdzie elastyczność instalacji jest kluczowa.

Jako **akumulator do schodolazu dla niepełnosprawnych**, ten model oferuje dodatkowe bezpieczeństwo i wygodę użytkowania. Jego szczelna konstrukcja zapobiega wyciekom elektrolitu, co jest istotne dla uniknięcia korozji i uszkodzeń urządzenia. Ta właściwość jest szczególnie ważna w urządzeniach wykorzystywanych przez osoby z ograniczeniami ruchowymi, gdzie każdy aspekt bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie.

Akumulator AGM 12V 12Ah jest również idealnym rozwiązaniem jako bateria do schodolazu. Jego bezobsługowość – brak konieczności ciągłej konserwacji i uzupełniania elektrolitu – znacznie upraszcza użytkowanie i obniża koszty eksploatacyjne. To korzystne zarówno dla użytkowników indywidualnych, jak i instytucji.

Wykorzystanie akumulatora jako **akumulator do schodolazu osobowego** odzwierciedla jego wszechstronność. Zdolność do pracy w różnych pozycjach pozwala na łatwą adaptację do specyficznych wymagań każdego użytkownika, co jest kluczowe w zapewnieniu komfortu i niezależności osób korzystających z tego typu urządzeń.

Jako bateria do schodolazu dla osób niepełnosprawnych, akumulator AGM 12V 12Ah odgrywa istotną rolę w zapewnieniu mobilności i samodzielności. Jego wytrzymałość i niezawodność w różnorodnych warunkach użytkowania sprawiają, że jest to niezastąpiony element w codziennym życiu osób z ograniczeniami ruchowymi.

Podsumowując, akumulator AGM 12V 12Ah jest kluczowym elementem w funkcjonowaniu nowoczesnych schodolazów, oferując niezawodne zasilanie, bezpieczeństwo użytkowania, a także wygodę dzięki swojej bezobsługowości. Jego zastosowanie zarówno jako akumulator do schodolazu dla niepełnosprawnych jak i bateria do schodolazu osobowego potwierdza jego wszechstronność i niezastąpioną rolę w świecie urządzeń wspomagających mobilność.

POMOC

- [**JAK WYBRAĆ AKUMULATOR, ŁADOWARKĘ DO SCHODOŁAZU CZY PODNOŚNIKA PACJENTA?**](#)
- [**JAK WYBRAĆ AKUMULATOR, ŁADOWARKĘ DO ELEKTRYCZNEGO WÓZKA CZY SKUTERA INWALIDZKIEGO?**](#)
- [**BATERIA DO SCHODOŁAZU**](#)