

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/akumulator-agm-12v-5ah-do-schodolazu-podnosnika-pacjenta-p-73.html>



Akumulator AGM 12V - 5Ah do schodolazu, podnosnika pacjenta

Cena brutto	174,90 zł
Cena netto	142,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	AKUAGM125
Kod producenta	AKUAGM125
telefon I	+48 697 301 691

Opis produktu

Bateria żelowa 12V - 5Ah (odpowiednik akumulatora 4,5Ah)

!!! ZAWSZE SPRAWDŹ WYMIARY !!!
!!! Pamiętaj w podnośniku najczęściej występują dwa takie akumulatory !!!

Wymiary:
Długość: 90mm,
Szerokość: 70mm,
Wysokość: 106mm.

Dane techniczne:	<table><tr><td>Producent:</td><td>Zamiennik</td></tr><tr><td>Napięcie:</td><td>12V</td></tr><tr><td>Pojemność:</td><td>5Ah - (odpowiednik akumulatora 4,5Ah)</td></tr><tr><td>Rodzaj akumulatora:</td><td>AGM</td></tr><tr><td>Bezobsługowy:</td><td>Tak</td></tr><tr><td>Żywotność:</td><td>do 5lat</td></tr><tr><td>Złącze:</td><td>konektor na wsuwki</td></tr></table>	Producent:	Zamiennik	Napięcie:	12V	Pojemność:	5Ah - (odpowiednik akumulatora 4,5Ah)	Rodzaj akumulatora:	AGM	Bezobsługowy:	Tak	Żywotność:	do 5lat	Złącze:	konektor na wsuwki
Producent:	Zamiennik														
Napięcie:	12V														
Pojemność:	5Ah - (odpowiednik akumulatora 4,5Ah)														
Rodzaj akumulatora:	AGM														
Bezobsługowy:	Tak														
Żywotność:	do 5lat														
Złącze:	konektor na wsuwki														

Zamiennik akumulatora do przykładowych schodolazów i podnośników pacjenta:

- bateria do podnośnika pacjenta FOLDY AKS,
- bateria do podnośnika pacjenta FOLDY MINI AKS,
- bateria do podnośnika pacjenta FOLDY MICRO AKS,
- bateria do schodolazu N911, N912, N913 YACK KSP Sherpa,
- bateria do schodolazu inne.

ZASTOSOWANIE:

Akumulator AGM 12V 5Ah to innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niezawodnego i wydajnego źródła energii dla różnych urządzeń, w tym dla schodolazów i podnośników stosowanych w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Z jego pomocą urządzenia takie jak **akumulator do schodolazu dla osób niepełnosprawnych** oraz bateria do podnośnika rehabilitacyjnego mogą funkcjonować sprawnie i efektywnie, znacząco ułatwiając codzienne czynności.

Dzięki zastosowaniu technologii AGM (Absorbent Glass Mat), ten **akumulator do schodolazu osobowego** charakteryzuje się wyjątkową trwałością i niezawodnością. Jego zaawansowana konstrukcja eliminuje potrzebę stałego uzupełniania elektrolitu, co klasyfikuje go jako produkt „bezobsługowy”. Jest to szczególnie ważne w kontekście urządzeń, takich jak bateria do podnośnika dla niepełnosprawnych, gdzie regularna konserwacja może być utrudniona.

Inną istotną cechą tego akumulatora jest jego odporność na ekstremalne temperatury oraz uderzenia i wibracje, co jest kluczowe przy zastosowaniu w urządzeniach takich jak akumulator do podnośnika pacjenta. Jego konstrukcja zapobiega również wyciekom elektrolitu, co zapewnia bezpieczeństwo użytkowania i chroni urządzenie przed korozją.

Dodatkowo, akumulatory AGM mogą być używane w różnych pozycjach, co jest znaczącą zaletą w porównaniu do tradycyjnych akumulatorów. Dzięki temu, urządzenia jak **bateria do schodolazu dla niepełnosprawnych** mogą być projektowane z większą elastycznością, umożliwiając ich łatwe i wygodne używanie w różnorodnych sytuacjach.

W kontekście zastosowania w schodolazach i podnośnikach, jak np. w akumulatorze do podnośnika jeźdnego, kluczowe jest zapewnienie ciągłości działania i niezawodności. Akumulator AGM 12V 5Ah spełnia te wymagania, oferując długotrwałą pracę i stabilność energetyczną, co jest niezbędne do obsługi urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych.

FAQ

- [**JAK WYBRAĆ AKUMULATOR, ŁADOWARKĘ DO SCHODOŁAZU CZY PODNOŚNIKA PACJENTA?**](#)
- [**JAK WYBRAĆ AKUMULATOR, ŁADOWARKĘ DO ELEKTRYCZNEGO WÓZKA CZY SKUTERA INWALIDZKIEGO?**](#)
- [**BATERIA DO SCHODOŁAZU**](#)
- [**BATERIE DO PODNOŚNIKA REHABILITACYJNEGO**](#)