

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/chusta-dla-amputantow-do-podnosnika-pacjenta-z-podparciem-glowy-p-245.html>



Chusta dla Amputantów do podnośnika pacjenta (z podparciem głowy)

Cena brutto	749,00 zł
Cena netto	693,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	PODAMPZWINN
Kod producenta	PODAMPZWINN
Producent	Winnicare
Kod Win:	009-0975(R)
Typ nosidła:	pełne
Materiał	Poliester
Zastosowanie wieszaki	2, 3 i 4-punktowe
Udźwig	XS do L - 275kg, XL i XXL - 400kg
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
Temp prania	85°C
telefon I	 +48 729 888 698
telefon II	 +48 663 221 727

Opis produktu

Typ materiału. Wszystkie podwieszki zrobione są z poliestru.



Poliester

Bardzo wytrzymały i łatwy do czyszczenia



Siatka poliestrowa

Stworzona specjalnie do kąpeli

 Tabela modeli podwieszek.

Kategoria	Nazwa	Poliester bez podparcia głowy	Poliester z podparciem głowy	Poliester - siatka bez podparcia głowy	Poliester - siatka z podparciem głowy
Podwieszka pełna	Universal Dla amputantów	●	●	○	○
Podwieszka pełna	Universal Basic	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Comfort	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Hammock	○	○	●	●
Podwieszka pełna	Universal Hammock Toaletowa	○	○	●	●
Podwieszka półpełna	Low Back - Niska	●	○	●	○
Podwieszka półpełna	Toaletowa	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna z 2-pasami	●	○	○	○
Podwieszka do chodzenia	Do chodzenia	●	○	○	○

Nosidło dla Amputantów z podparciem głowy do podnośnika dla niepełnosprawnych - Winnicare

ZASTOSOWANIE:

Wsparcie dla głowy: Podwieszka jest wyposażona w specjalne podparcie zaprojektowane, aby zapewnić dodatkową stabilizację okolic głowy dla tych, którzy tego potrzebują.

Dodatkowe wsparcie: Konstrukcja podwieszki obejmuje wzmocnienia w rejonach ud i

	miednicy, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkownika. Specjalne pasy: Pasy umieszczone w okolicach nóg posiadają usztywnioną i szeroką powierzchnię, co pozwala zminimalizować nacisk na kości udowe. Dla amputantów: Urządzenie jest szczególnie przeznaczone do użytku przez osoby, które przeszły amputację jednej lub obu nóg. Wszechstronne użycie: Podwieszka jest przystosowana do przenoszenia osób zarówno z pozycji siedzącej, jak i leżącej, ułatwiając zmianę miejsca pobytu.
---	--

Podwieszka dla osoby bez kończyny do podnośnika kąpielowego

Chusta dla osoby bez kończyny do podnośnika kąpielowego jest specjalnie zaprojektowana, aby umożliwić osobom po amputacji jednej lub obu nóg bezpieczne korzystanie z kąpeli. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, takich jak specjalne podparcie głowy oraz wzmocnienia w rejonach ud i miednicy, podwieszka zapewnia dodatkową stabilizację i komfort podczas korzystania z podnośnika. Specjalne pasy w okolicach nóg, wyposażone w usztywnioną i szeroką powierzchnię, minimalizują nacisk na kości udowe, co jest szczególnie ważne dla osób po amputacji. Podwieszka jest przystosowana do przenoszenia osób zarówno z pozycji siedzącej, jak i leżącej, co ułatwia zmianę miejsca pobytu i zwiększa niezależność użytkowników.

Siedzisko do podnośnika inwalidzkiego dla osoby po amputacji

Kamizelka do podnośnika inwalidzkiego dla osoby po amputacji kończyny jest kolejnym elementem, który znacząco wpływa na komfort i bezpieczeństwo użytkowników. Dzięki specjalnej konstrukcji, która uwzględnia potrzeby osób po amputacji, siedzisko to zapewnia wszechstronne wsparcie, pozwalając na bezpieczne i wygodne przemieszczanie się. Konstrukcja siedziska obejmuje wzmocnienia w kluczowych rejonach, co zapewnia dodatkową stabilność i ułatwia korzystanie z podnośnika. Siedzisko jest przystosowane do użytku zarówno w domu, jak i w placówkach opieki długoterminowej, co sprawia, że jest to rozwiązanie wszechstronne i przydatne w różnych środowiskach.

Produkt WinnCare jest przykładem połączenia zaawansowanej technologii z dbałością o potrzeby użytkowników, co przekłada się na ich większą niezależność i lepszą jakość życia. Nosidło dla amputantów to nie tylko wsparcie w codziennej opiece, ale również krok w kierunku poprawy mobilności i samodzielności osób z niepełnosprawnościami.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma WINNCARE POLSKA SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość nosidła: - wybierz , - "S" , - "M" , - "L" , - "XL" , - "XXL"