

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/chusta-kapielowa-basic-do-podnosnika-pacjenta-z-podparciem-glowy-p-257.html>




Chusta Kąpielowa BASIC do podnośnika pacjenta (z podparciem głowy)

Cena brutto	749,00 zł
Cena netto	693,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	PODKUNIBASICZWINN
Kod producenta	PODKUNIBASICZWINN
Producent	Winnicare
Kod Win:	009-0983(R)
Typ nosidła:	pełne
Materiał	siatka (kąpielowa)
Udźwig	XS do L - 275kg, XL i XXL - 400kg
Zastosowanie wieszaki	2, 3 i 4-punktowe
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
Temp prania	85°C
telefon I	 +48 729 888 698
telefon II	 +48 663 221 727

Opis produktu



Tabela rozmiarów **podwieszek**



Podwieszki All Universal
bez podparcia głowy,
także z podparciem głowy:
toaletowa i niska

XXS**XS****S****M****L****XL****XXL**

Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm

Podwieszki All Universal
z podparciem głowy (PG)

Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
Z (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm


Podwieszki pionizacyjne

Obwód talii	-	62 – 80 cm	66 – 90 cm	80 – 100 cm	100 – 126 cm	110 – 132 cm	120 – 140 cm
--------------------	---	------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Podwieszki do chodzenia

Obwód talii	62 – 75 cm	76 – 84 cm	85 – 92 cm	93 – 105 cm	106 – 114 cm	116 – 130 cm	-
--------------------	------------	------------	------------	-------------	--------------	--------------	---

Typ materiału. Wszystkie podwieszki zrobione są z poliestru.



Poliester

Bardzo wytrzymały
i łatwy do czyszczenia



Siatka poliestrowa

Stworzona specjalnie
do kąpieli

 Tabela modeli podwieszek.

Kategoria	Nazwa	Poliester bez podparcia głowy	Poliester z podparciem głowy	Poliester - siatka bez podparcia głowy	Poliester - siatka z podparciem głowy
Podwieszka pełna	Universal Dla amputantów	●	●	○	○
Podwieszka pełna	Universal Basic	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Comfort	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Hammock	○	○	●	●
Podwieszka pełna	UniversalHammock Toaletowa	○	○	●	●
Podwieszka półpełna	Low Back - Niska	●	○	●	○
Podwieszka półpełna	Toaletowa	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna z 2-pasami	●	○	○	○
Podwieszka do chodzenia	Do chodzenia	●	○	○	○

Nosidło Kąpielowe BASIC z podparciem pod głowę do podnośnika dla niepełnosprawnych - WinnCare

ZASTOSOWANIE:

1. Przeznaczona dla osób, które potrzebują wsparcia wokół głowy, zapewniając im bezpieczeństwo i komfort podczas kąpieli.
2. Oferuje solidne podparcie nie tylko dla głowy, ale również wokół ud i górnej



części
ciała,
zwiększają
c poczucie
bezpieczeń
stwa użytk
ownika.

3. Umożliwia
łatwe i
bezpieczne
przemieszc
zanie użytk
ownika z
pozycji
siedzącej
do leżącej
oraz na
odwrot, co
jest
kluczowe
podczas pr
zygotowań
do kąpieli
oraz po jej
zakończeni
u.

4. Idealna dla
osób z
ograniczon
ą
stabilnością
ą tułowia,
które
oprócz
wsparcia
wokół ciała
potrzebują
również do
datkowego
oparcia dla
głowy.

5. Wykonana
z
poliestrow
ej siatki,
która jest p
rzystosowa
na do
użytku w
wodzie,
szybko
schnie i
zapewnia
higieniczne
warunki
podczas
kąpieli.

6. Zwiększa b
ezpieczeńs
two i
komfort
kąpieli, mi
nimalizując
ryzyko
urazów i za

	pewniając odpowiedni e wsparcie w środowisku wodnym.
--	---

Podwieszka do kąpeli pacjenta

Chusta do kąpeli pacjenta marki WinnCare, model BASIC z podparciem pod głowę, to innowacyjna podwieszka zaprojektowana z myślą o zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu podczas kąpeli osób niepełnosprawnych i starszych. Dzięki solidnemu podparciu nie tylko dla głowy, ale również wokół ud i górnej części ciała, produkt ten znacząco zwiększa poczucie bezpieczeństwa użytkownika. Jest to szczególnie ważne dla osób z ograniczoną stabilnością tułowia, które oprócz wsparcia wokół ciała potrzebują również dodatkowego oparcia dla głowy.

Wykonanie z poliestrowej siatki, która jest przystosowana do użytku w wodzie, sprawia, że podwieszka szybko schnie i zapewnia higieniczne warunki podczas kąpeli. Materiał ten jest również łatwy w utrzymaniu, co jest niezwykle istotne w kontekście częstego użytkowania w domach prywatnych, DPS-ach oraz placówkach medycznych. Nosidło jest kompatybilne z wieszakami 2, 3 i 4-punktowymi, co umożliwia łatwe i bezpieczne przemieszczanie użytkownika z pozycji siedzącej do leżącej oraz na odwrót – kluczowe podczas przygotowań do kąpeli oraz po jej zakończeniu.

Przeniesienie osoby z łóżka do wanny

Przeniesienie osoby niepełnosprawnej lub starszej z łóżka do wanny wymaga nie tylko odpowiedniej techniki, ale i wykorzystania specjalistycznego sprzętu, który zapewni bezpieczeństwo i komfort tego procesu. Dzięki kamizelką kąpielowym, takim jak model BASIC z podparciem pod głowę od WinnCare, cały proces staje się znacznie prostszy i bezpieczniejszy zarówno dla opiekuna, jak i osoby przenoszonej.

Nosidło do kąpeli BASIC zapewnia solidne wsparcie wokół ciała i głowy, co jest niezbędne przy przenoszeniu osób z ograniczoną stabilnością tułowia. Udźwig nosidła, który w zależności od rozmiaru wynosi do 275kg dla rozmiarów XS do L i do 400kg dla rozmiarów XL i XXL, gwarantuje bezpieczne użytkowanie nawet w przypadku osób o większej wadze. Wykorzystanie nosidła umożliwia łatwe i bezpieczne przemieszczenie użytkownika z łóżka do wanny, minimalizując ryzyko urazów zarówno dla osoby przenoszonej, jak i opiekuna.

Aby przenieść osobę z łóżka do wanny, należy najpierw upewnić się, że nosidło jest prawidłowo założone i dostosowane do potrzeb użytkownika. Następnie, korzystając z podnośnika, delikatnie podnieść osobę, zachowując odpowiednią pozycję jej ciała. Po bezpiecznym podniesieniu i przeniesieniu nad wannę, osoba może zostać delikatnie opuszczona do wody, co zapewnia jej komfortowe i bezpieczne warunki kąpeli.

Kamizelka do kąpielowe BASIC od WinnCare stanowi nieocenione wsparcie w codziennej opiece nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi, umożliwiając im bezpieczne korzystanie z kąpeli. Jest to nie tylko kwestia higieny, ale również ważny element dbałości o dobre samopoczucie i godność osób wymagających stałej opieki.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma WINNCARE POLSKA SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość nosidła: - wybierz , - "S" , - "M" , - "L" , - "XL" , - "XXL"