

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/chusta-kapielowa-comfort-do-podnosnika-pacjenta-bez-podparcia-glowy-p-261.html>




Chusta Kąpielowa Comfort do podnośnika pacjenta (bez podparcia głowy)

Cena brutto	749,00 zł
Cena netto	693,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	PODKCOMFORBWINN
Kod producenta	PODKCOMFORBWINN
Producent	Winnicare
Kod Win:	009-0985(R)
Typ nosidła:	pełne
Materiał	siatka (kąpielowa)
Zastosowanie wieszaki	2, 3 i 4-punktowe
Udźwig	XS do L - 275kg, XL i XXL - 400kg
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
Temp prania	85°C
telefon I	 +48 729 888 698
telefon II	 +48 663 221 727

Opis produktu



Tabela rozmiarów **podwieszek**



Podwieszki All Universal
bez podparcia głowy,
także z podparciem głowy:
toaletowa i niska

XXS**XS****S****M****L****XL****XXL**

Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm

Podwieszki All Universal
z podparciem głowy (PG)

Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
Z (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm


Podwieszki pionizacyjne

Obwód talii	-	62 – 80 cm	66 – 90 cm	80 – 100 cm	100 – 126 cm	110 – 132 cm	120 – 140 cm
--------------------	---	------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Podwieszki do chodzenia

Obwód talii	62 – 75 cm	76 – 84 cm	85 – 92 cm	93 – 105 cm	106 – 114 cm	116 – 130 cm	-
--------------------	------------	------------	------------	-------------	--------------	--------------	---

Typ materiału. Wszystkie podwieszki zrobione są z poliestru.



Poliester

Bardzo wytrzymały
i łatwy do czyszczenia



Siatka poliestrowa

Stworzona specjalnie
do kąpiel

 Tabela modeli podwieszek.

Kategoria	Nazwa	Poliester bez podparcia głowy	Poliester z podparciem głowy	Poliester - siatka bez podparcia głowy	Poliester - siatka z podparciem głowy
Podwieszka pełna	Universal Dla amputantów	●	●	○	○
Podwieszka pełna	Universal Basic	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Comfort	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Hammock	○	○	●	●
Podwieszka pełna	UniversalHammock Toaletowa	○	○	●	●
Podwieszka półpełna	Low Back - Niska	●	○	●	○
Podwieszka półpełna	Toaletowa	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna z 2-pasami	●	○	○	○
Podwieszka do chodzenia	Do chodzenia	●	○	○	○

Nosidło Kąpielowe COMFORT bez podparcia pod głowę do podnośnika dla niepełnosprawnych - Winnicare

ZASTOSOWANIE:

1. Przeznaczone dla osób z dobrą kontrolą nad utrzymaniem głowy, wymagających wsparcia przy przemieszczaniu.
2. Zapewnia wszechstronne podparcie całego ciała oraz stabilizację miednicy, co



przekłada się na komfort i bezpieczeństwo użytkownika.

3. Idealne rozwiązanie dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności fizycznej oraz dla tych, którzy mają specjalne potrzeby opiekuńcze.
4. Umożliwia bezpieczne przemieszczanie użytkownika z pozycji siedzącej do leżącej i odwrotnie.
5. Wykonane z materiału poliestrowego, przystosowanego do użytku w wodzie, co umożliwia korzystanie z niej także podczas kąpieli.

Podwieszka do mycia pacjenta

Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa podczas kąpieli osobom starszym, niepełnosprawnym lub wymagającym specjalnej opieki jest kluczowym elementem codziennej higieny i pielęgnacji. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak chusta do mycia pacjenta marki Winnicare, proces ten staje się znacznie łatwiejszy i bezpieczniejszy zarówno dla opiekuna, jak i osoby leżącej. Produkt ten, wykonany z wysokiej jakości materiału poliestrowego (siatka), przystosowanego do użytku w wodzie, idealnie sprawdza się podczas kąpieli, zapewniając wszechstronne podparcie całego ciała oraz stabilizację miednicy. Jest to szczególnie ważne dla osób z dobrą kontrolą nad utrzymaniem głowy, ale wymagających wsparcia przy przemieszczaniu się.

Nosidło kąpielowe Comfort bez podparcia pod głowę do podnośnika dla niepełnosprawnych od Winnicare to produkt nowy, dostępny z gwarancją producenta na okres 2 lat. Dzięki możliwości zastosowania w wieszakach 2, 3 i 4-punktowych, nosidło to jest niezwykle uniwersalne, umożliwiając bezpieczne użytkowanie w prywatnych domach, DPS-ach oraz innych placówkach medycznych. Udźwig nosidła wynosi od 275kg dla rozmiarów XS do L, do 400kg dla rozmiarów XL i XXL, co świadczy o jego wysokiej wytrzymałości.

Jak przenieść osobę leżącą do wanny?

Przeniesienie osoby leżącej do wanny może wydawać się zadaniem trudnym, jednak dzięki odpowiednim narzędziom, takim jak nosidło kąpielowe Comfort WinnCare, proces ten staje się prosty i bezpieczny. Aby przeprowadzić przenoszenie, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

Przygotowanie nosidła i podnośnika: Upewnij się, że nosidło jest prawidłowo zamocowane do podnośnika. Wybierz odpowiedni wieszak (2, 3 lub 4-punktowy) w zależności od potrzeb i modelu podnośnika.

Przygotowanie osoby do przeniesienia: Poinformuj osobę opiekowaną o planowanych czynnościach, aby zapewnić jej poczucie bezpieczeństwa i komfortu. Następnie delikatnie umieść nosidło pod osobą, dbając o równomierne rozłożenie jej wagi.

Użycie podnośnika: Z pomocą podnośnika delikatnie podnieś osobę z łóżka lub fotela. Następnie, z zachowaniem ostrożności, przemieść ją nad wannę, dbając o to, aby była w stabilnej i bezpiecznej pozycji.

Opuszczenie do wanny: Powoli opuść osobę do wanny, kontrolując proces za pomocą podnośnika. Upewnij się, że osoba jest komfortowo i bezpiecznie umieszczona w wannie przed rozpoczęciem kąpieli.

Kamizelka kąpielowa Comfort od WinnCare jest idealnym rozwiązaniem dla osób z różnym stopniem niepełnosprawności fizycznej oraz dla tych, którzy mają specjalne potrzeby opiekuńcze. Umożliwia ono bezpieczne przemieszczanie użytkownika z pozycji siedzącej do leżącej i odwrotnie, co znacząco ułatwia opiekunom codzienne zadania i podnosi jakość życia osób starszych i niepełnosprawnych.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma WINNCARE POLSKA SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość nosidła: - wybierz , - "S" , - "M" , - "L" , - "XL" , - "XXL"