

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/elektryczny-wozek-inwalidzki-suprema-pokojowy-z-winda-tgr-p-102.html>



Elektryczny wózek inwalidzki SUPREMA (pokojowy z windą) TGR

Cena brutto	19 990,00 zł
Cena netto	16 252,03 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	WOZSUPTGR
Kod producenta	WOZSUPTGR
Producent	TGR
V-MAX:	1,23 km/h
Udźwig	120kg
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727
telefon II	 +48 697 301 691

Opis produktu

	Waga	Min i max wys. podnoszenia	Długość posuwu poziomego	Kąt nachylenia	Maksymalna wys. w pozycji pochylonej
SUPER	53kg	min 43cm max 73cm	-	-	
SLIDE	58kg	min 43cm max 73cm	max 29cm	-	
RELAX	60kg	min 43cm max 65cm	-	max 12°	84cm

SUPREMA SUPER

Wózek **SUPREMA SUPER** został zaprojektowany z możliwie najmniejszymi wymiarami, aby ułatwić

poruszanie się po pomieszczeniu. Może łatwo przemieszczać się między meblami w każdym pokoju, ułatwia dostęp nawet w najmniejszych łazienkach i ma ruch pionowy, dzięki czemu można dotrzeć do szafek kuchennych i półek na książki. Krótko mówiąc, dzięki SUPREMA odzyskasz kontrolę nad swoim otoczeniem bez konieczności zmian strukturalnych. Ułatwiając integrację z warunkami pracy, SUPREMA jest Twoim niezawodnym sprzymierzeńcem na co dzień.

Pionowy ruch ułatwia przenoszenie do łóżka i toalety. Podnoszone i solidne podłokietniki stanowią dodatkową pomoc.

Wszystkie elementy sterujące znajdują się na wygodnym joysticku umieszczonym na podłokietniku. Nawet proste użycie zlewu (do higieny osobistej lub po prostu mycia naczyń) powoduje dyskomfort dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego. SUPREMA pozwala użytkownikowi podnieść siedzisko, a tym samym zmienić jego położenie względem otaczających go konstrukcji.

Składany podnóżek ułatwia użytkowanie w ciasnych przestrzeniach, a maksymalna szerokość 58 cm umożliwia przejście przez wszystkie drzwi. Minimalna wysokość siedziska nad ziemią wynosi 43 cm, a maksymalna wysokość 73 cm. Wózek inwalidzki może się całkowicie obracać na sobie na przestrzeni 90 cm.



SUPREMA SLIDE

Wózek **SUPREMA SLIDE** został zaprojektowany z możliwie najmniejszymi wymiarami, aby ułatwić poruszanie się po pomieszczeniu. Może łatwo przemieszczać się między meblami w każdym pokoju, ułatwia dostęp nawet w najmniejszych łazienkach i ma ruch pionowy, dzięki czemu można dotrzeć do szafek kuchennych i półek na książki. Krótko mówiąc, dzięki SUPREMA odzyskasz kontrolę nad swoim otoczeniem bez konieczności zmian strukturalnych. Ułatwiając integrację z warunkami pracy, SUPREMA jest Twoim niezawodnym sprzymierzeńcem na co dzień.

Pionowy ruch ułatwia przenoszenie do łóżka i toalety. Podnoszone i solidne podłokietniki stanowią dodatkową pomoc. Poziome przesuwanie siedziska ułatwia dostęp do stołu, a podnoszone podłokietniki pozwalają z łatwością wejść pod stół.

Wszystkie elementy sterujące znajdują się na wygodnym joysticku umieszczonym na podłokietniku. Nawet proste użycie zlewu (do higieny osobistej lub po prostu mycia naczyń) powoduje dyskomfort dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego. SUPREMA pozwala użytkownikowi podnieść siedzisko, a tym samym zmienić jego położenie względem otaczających go konstrukcji.

Składany podnóżek ułatwia użytkowanie w ciasnych przestrzeniach, a maksymalna szerokość 58 cm umożliwia przejście przez wszystkie drzwi. Minimalna wysokość siedziska nad ziemią wynosi 43 cm, a maksymalna 73 cm. Poziomy ruch wynosi 20 cm.



SUPREMA RELAX

Wózek inwalidzki **SUPREMA RELAX** został zaprojektowany z możliwie najmniejszymi wymiarami, aby ułatwić poruszanie się w pomieszczeniu. Może łatwo przemieszczać się między meblami w każdym pokoju, ułatwia dostęp nawet w najmniejszych łazienkach i ma ruch pionowy, dzięki czemu można dotrzeć do szafek kuchennych i półek na książki. Krótko mówiąc, dzięki SUPREMA odzyskasz kontrolę nad swoim otoczeniem bez konieczności zmian strukturalnych. Ułatwiając integrację z warunkami pracy, SUPREMA jest Twoim niezawodnym sprzymierzeńcem na co dzień.

Pionowy ruch ułatwia przenoszenie do łóżka i z toalety, a podnoszone i mocne podłokietniki stanowią dodatkową pomoc. Ruch przechyłu pozwala uzyskać pozycję relaksacyjną

Wszystkie elementy sterujące znajdują się na wygodnym joysticku umieszczonym na podłokietniku. Nawet proste użycie zlewu (do higieny osobistej lub po prostu mycia naczyń) powoduje dyskomfort dla osób korzystających z wózka inwalidzkiego. SUPREMA pozwala użytkownikowi podnieść siedzisko, a tym samym zmienić jego położenie względem otaczających go konstrukcji.

Składany podnóżek ułatwia użytkowanie w ciasnych przestrzeniach, a maksymalna szerokość 58 cm umożliwia przejście przez wszystkie drzwi. Minimalna wysokość siedziska nad ziemią wynosi 43 cm, a maksymalna wysokość 65 cm. Maksymalna wysokość w pozycji pochylonej wynosi 84 cm.

Może obrócić się całkowicie na przestrzeni 90 cm.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma TGR S.R.L.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja:: wybierz , SUPER , SLIDE , RELAX

FAQ

- [RODZAJE ELEKTRYCZNYCH WÓZKÓW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH](#)
- [JAK WYBRAĆ ELEKTRYCZNY WÓZEK INWALIDZKI?](#)
- [SKUTER CZY WÓZEK ELEKTRYCZNY INWALIDZKI DLA SENIORA?](#)