

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/krzeselko-ewakuacyjne-elektryczne-titan-person-169kg-udzwigu-p-185.html>



Krzeselko ewakuacyjne elektryczne TITAN Person Mini (ST003C), (169kg udźwigu)

Cena brutto	9 990,00 zł
Cena netto	9 250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	KRZETITPERSM
Kod producenta	ST003C
Producent	TITAN
Zastosowanie schody	proste
Rama	stop aluminium
Prędkość	1,7 sekundy na stopień
Zasięg	2500 stopni
Udźwig	169kg
Waga urządzenia	35kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Wymiary złożony	100cm wys. x 57cm szer. x 32cm gł.
Wymiary rozłożony	146cm wys. x 57cm szer. x 71cm gł.
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727

Opis produktu

Krzesło do ewakuacji TITAN Person Mini

- Zastosowanie:
- dla szpitali,
 - pogotowia ratunkowego,


- transportu medycznego,
- straży pożarnej,
- rodzin transportujących chorego po schodach.

Krzesiło ewakuacyjne Titan Person Mini to zmotoryzowane krzesiło zaprojektowane w celu ułatwienia przenoszenia pacjentów na schodach. Pozwala na obsługę bez wysiłku dla operatora oraz przy maksymalnym komforcie i bezpieczeństwie dla chorego.

Krzesiło Titan Person Mini jest wyposażony w dwie pary uchwytów, aby zapewnić najlepszą obsługę zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

Silnik ułatwia poruszanie się po schodach w górę i w dół.

Konstrukcja ze stopu aluminium jest składana, łatwa w obsłudze i dlatego można ją łatwo umieścić w pojazdach transportowych.



Krzesiło ratunkowe elektryczne Titan Person Mini

Elektryczne krzesiła ewakuacyjne to duża pomoc dla służb medycznych czy ratunkowych. Ze względu na swe praktyczne funkcje i bardzo nowatorskie rozwiązania, znajdują zastosowanie głównie w usługach medycznych. Charakteryzują się szeregiem zalet, ale też wytrzymałym i bardzo estetycznym wykonaniem.

Elektryczne krzesiła do ewakuacji - obsługa

Elektryczne krzesiło ratunkowe, jak sama nazwa wskazuje, posiada napęd elektryczny. To jego wielka zaleta, ponieważ operator może samodzielnie przetransportować osobę mającą trudności w poruszaniu się, bez pomocy dodatkowego personelu. Przeniesienie chorego po schodach odbywa się więc, dzięki napędowi elektrycznemu. Urządzenia te mają wydajną i pojemną baterię, stąd mogą się pochwalić długotrwałym działaniem. Potrafią pokonać nawet 2500 stopni na jednym naładowaniu. Transport po schodach odbywa się z prędkością 1,7 sekundy na stopień. Najważniejsze jest tu jednak bezpieczeństwo chorego. Elektryczne krzesiła ratunkowe wyposażone są więc w pasy, które stabilizują sylwetkę i gwarantują pełen komfort podczas transportu przez służby medyczne. Ze względu na przepisy bezpieczeństwa, krzesiło posiada także dwie pary uchwytów.

Elektryczne krzesiła do ewakuacji - funkcjonalność

Operatorzy tego rodzaju sprzętu cenią sobie głównie łatwość obsługi. Wszystko odbywa się za pośrednictwem intuicyjnych przycisków. Elektryczne krzesiła transportowe są bardzo lekkie. Jest tak ze względu na ich konstrukcję oraz materiał

wykonania, jakim jest wytrzymałe aluminium. Przy wadze własnej 35 kg, posiadają one udźwig do 169 kg. Warta uwagi jest także łatwość składania i rozkładania krzeselka. To bardzo ważne, aby odbywało się to szybko i sprawnie, ponieważ zadaniem urządzenia jest nierzadko ratowanie życia i zdrowia pacjenta. Titan Person Mini z pewnością powinien się więc znaleźć na wyposażeniu szpitali, klinik, transportu medycznego. Sprawdza się również do użytku w prywatnych domach, w celu wspomagania osób niepełnosprawnych czy seniorów w codziennym pokonywaniu schodów.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz gwarancję:: standardowa na 2 lata , 3 lata gwarancji (+ 2 000,00 zł)

Szafka do przechowywania:: brak , jest (+ 1 990,00 zł)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Krzesła ewakuacyjne są przeznaczone do użycia tam, gdzie zachodzi potrzeba transportu osób chorych lub rannych, zwłaszcza na wąskich przestrzeniach.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Nie zaleca się stosowania dla osób cięższych niż wynosi dozwolona

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku ze schodów, ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji np. ze ścianą, związanej z przemieszczaniem krzesła. Rodzaje ryzyka są takie same dla pacjenta i osoby asystującej w transportowaniu.

POMOC

- [KRZESŁO KARDIOLOGICZNE](#)
- [KRZESŁA EWAKUACYJNE TRANSPORTOWE](#)
- [RODZAJE KRZESEŁ DO EWAKUACJI](#)
- [ELEKTRYCZNE KRZESŁA TRANSPORTOWE](#)