

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/krzeselko-ewakuacyjne-elektryczne-titan-person-p-114.html>



Krzesi ko ewakuacyjne
elektryczne TITAN Person (DW-
SW01/EM001/YHR-LD01),
(169kg ud wzigu)

Cena brutto	9 990,00 z�
Cena netto	9 250,00 z�
Dost�pno��	Dost�pny
Czas wys�łki	5 dni
Numer katalogowy	KRZETITPERS
Kod producenta	DW-SW01/EM001/YHR-LD01
Producent	TITAN
Zastosowanie schody	proste
Rama	stop aluminium
Pr�dno��	1,7 sekundy na stopie�
Zasi�g	2500 stopni
Ud�wig	169kg
Waga urz�dzenia	35kg
Prezentacja	 ZAM�W POKAZ
Wymiary z�łożony	131cm wys. x 51cm szer. x 30cm g�.
Wymiary roz�łożony	155cm wys. x 50cm szer. x 155cm g�.
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727

Opis produktu

Krzesi  do ewakuacji TITAN Person

- Zastosowanie:
- dla szpitali,
 - pogotowia ratunkowego,


- transportu medycznego,
- straży pożarnej,
- rodzin transportujących chorego po schodach.

Krzesiwo ewakuacyjne Titan Person to zmotoryzowane krzesiwo zaprojektowane w celu ułatwienia przenoszenia pacjentów na schodach. Pozwala na obsługę bez wysiłku dla operatora oraz przy maksymalnym komforcie i bezpieczeństwie dla chorego.

Krzesiwo Titan Person jest wyposażony w dwie pary uchwytów, aby zapewnić najlepszą obsługę zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

Silnik ułatwia poruszanie się po schodach w górę i w dół.

Konstrukcja ze stopu aluminium jest składana, łatwa w obsłudze i dlatego można ją łatwo umieścić w pojazdach transportowych.



Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz gwarancję:: standardowa na 2 lata , 3 lata gwarancji (+ 2 000,00 zł)

Szafka do przechowywania:: brak , jest (+ 1 990,00 zł)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Krzesiwo ewakuacyjne są przeznaczone do użycia tam, gdzie zachodzi potrzeba transportu osób chorych lub rannych, zwłaszcza na wąskich przestrzeniach.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Nie zaleca się stosowania dla osób cięższych niż wynosi dozwolona

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku ze schodów, ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z produktu oraz

ryzyko kolizji np. ze ścianą, związanej z przemieszczaniem krzesła. Rodzaje ryzyka są takie same dla pacjenta i osoby asystującej w transportowaniu.

POMOC

- [**KRZESŁO KARDIOLOGICZNE**](#)
- [**KRZESŁA EWAKUACYJNE TRANSPORTOWE**](#)
- [**RODZAJE KRZESEŁ DO EWAKUACJI**](#)
- [**ELEKTRYCZNE KRZESŁA TRANSPORTOWE**](#)