

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/ladowarka-automatyczna-12v-1-5a-do-17ah-zamiennik-do-schodolazow-podnosnikow-pacjenta-p-69.html>



Ładowarka automatyczna 12V - 1,5A do 17Ah zamiennik do schodolazów, podnośników pacjenta

Cena brutto	349,00 zł
Cena netto	283,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	LADAUT1215
Kod producenta	LADAUT1215
telefon I	 +48 697 301 691

Opis produktu

Automatyczna ładowarka 12V - 1,5A zamiennik

Producent:	Zamiennik
Typ:	Przenośna
Napięcie:	12V
Natężenie:	1,5A
Wymiary:	140x80x70mm
Zastosowanie:	akumulatory żelowe oraz agm do schodłazów, podnośników pacjenta
Zalecenia:	do akumulatorów o napięciu 12V i pojemności do 17Ah
Złącze:	Prosimy o kontakt przed zakupem. Najlepiej przesłać do nas zdjęcia swojej ładowarki wraz ze złączem. Możemy zrobić dowolne złącze np: - dc, - mic - xlr, - krokodyłki - złącze Andersona, - inne.

ZASTOSOWANIE:

Ładowarka automatyczna 12V 1.5A do 17Ah, dostępna w ofercie firmy Prolifter, to niezastąpiony element wyposażenia dla osób korzystających z różnego rodzaju urządzeń wspomagających mobilność, takich jak **schodolazy czy podnośniki osobowe**. Dzięki tej ładowarce, użytkownicy tych urządzeń mogą cieszyć się ciągłością ich działania, co jest niezbędne dla zachowania niezależności i komfortu w codziennym życiu.

Ładowarka do podnośnika rehabilitacyjnego to kluczowy element wyposażenia dla placówek medycznych i rehabilitacyjnych. Dzięki niej, podnośniki rehabilitacyjne są zawsze gotowe do użycia, co jest niezwykle ważne dla efektywności procesu leczenia i rehabilitacji pacjentów. Ładowarka ta zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie, co jest kluczowe w intensywnie użytkowanych środowiskach medycznych.

Kolejną istotną funkcją tego produktu jest rola **ładowarki do podnośnika pacjenta**. W szpitalach, domach opieki oraz innych placówkach medycznych, gdzie podnośniki pacjenta są niezbędne do codziennej opieki, niezawodność ładowarki jest priorytetem. Dzięki temu produktowi, personel medyczny może skupić się na opiece nad pacjentami, mając pewność, że urządzenia są zawsze gotowe do działania.

Produkt ten sprawdza się również jako ładowarka do podnośnika jezdnego, co jest kluczowe dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Dzięki niej, podnośniki jezdne są zawsze naładowane i gotowe do użytku, co umożliwia użytkownikom swobodne przemieszczanie się i utrzymanie aktywnego trybu życia.

Niezwykle ważną funkcją tej ładowarki jest jej zastosowanie jako **ładowarka do schodolazu osobowego**. Dla osób, które na co dzień polegają na schodolazach osobowych, ładowarka ta jest gwarancją niezawodności i gotowości urządzenia do użytku w każdej sytuacji. Jest to szczególnie istotne dla zapewnienia bezpieczeństwa i niezależności.

Ładowarka do schodolazów jest również niezbędnym akcesorium dla placówek, które korzystają z różnych typów schodolazów. Kompatybilność tej ładowarki z różnymi modelami schodolazów czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem, które odpowiada na potrzeby różnorodnych użytkowników.

Ostatnim, ale równie ważnym zastosowaniem tej ładowarki jest rola ładowarki do schodolazów dla niepełnosprawnych. Ta funkcja podkreśla jej znaczenie w zapewnieniu niezależności i mobilności osób niepełnosprawnych, dla których schodolazy są nieodzownym elementem codziennego życia.

FAQ

- [**JAK WYBRAĆ AKUMULATOR, ŁADOWARKĘ DO SCHODOŁAZU CZY PODNOŚNIKA PACJENTA?**](#)
- [**JAK WYBRAĆ AKUMULATOR, ŁADOWARKĘ DO ELEKTRYCZNEGO WÓZKA CZY SKUTERA INWALIDZKIEGO?**](#)