

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/naped-elektryczny-przystawka-do-wozka-inwalidzkiego-koło-16-cali-street-p-189.html>



Napęd elektryczny, przystawka do wózka inwalidzkiego koło 16 cali STREET

Cena brutto	7 990,00 zł
Cena netto	7 398,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	VINSTREET16
Kod producenta	VINSTREET16
Producent	Vitea Care
V-MAX i ZASIĘG:	25km - około 30km
Waga urządzenia	22kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727
telefon II	 +48 697 301 691
telefon III	 +48 729 888 698

Opis produktu

Napęd, przystawka elektryczna do wózka dla osób niepełnosprawnych koło 16 cali STREET

DOFINANSOWANIE AKTYWNY SAMORZĄD 2020r (od 1marca do 31sierpnia) - dofinansowanie maksymalnie 7500zł brutto, wkład własny obniżony do 25% wartości sprzętu

Prędkość V-max	25km/h
Zasięg	około 30km
Średnica koła	16 cali

Moc silnika	400W
Pojemność baterii	36V (6lit.)
Waga urządzenia	22kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych.

- **Możliwość wyboru przystawki złącza do wózków z ramą stałą oraz składaną.**

OPIS:

Zamiana wózka manualnego na elektryczny nie musi się wiązać z wysokimi kosztami jego zakupu. Istnieje inna możliwość, znacznie łatwiejsza, a nawet bardziej praktyczna, która sprawdza się do użytkowania na co dzień. Rozwiązaniem jest **przystawka do wózka dla niepełnosprawnych koło 16 cali**. To innowacyjny i nowoczesny sposób mający za zadanie ułatwić pokonywanie barier architektonicznych osobom niepełnosprawnym.

Jak działa elektryczna przystawka do wózka inwalidzkiego?

Przystawka do wózka inwalidzkiego STREET to przede wszystkim łatwy montaż. Każda osoba niepełnosprawna, bez względu na wiek, będzie potrafiła go samodzielnie zaczeplić. Można go zastosować zarówno do wózków z ramą składaną, jak i stałą. Waga zespołu napędowego jest nieduża, ponieważ oscyluje ok. 22 kg. Wózek z takim osprzętem będzie bez problemu pokonywał trudny teren. Po pełnym naładowaniu zyskuje zasięg nawet 30 km. Wózek z przystawką osiąga zaś prędkość 28 km/h. Jest to prędkość optymalna, która gwarantuje zarówno bezpieczeństwo jazdy, jak i odpowiednią szybkość przemieszczania się. Co ważne, takich osiągnięć nie uzyskuje się w tradycyjnych wózkach elektrycznych czy skuterach dla osób niepełnosprawnych. Rozładowanie baterii nie unieruchomi całkowicie wózka, ponieważ wciąż istnieje wówczas możliwość manualnej obsługi, a więc napędu za pomocą siły własnych rąk. **Przystawka do wózków krzyżakowych** posiada oświetlenie ledowe, dzięki któremu można się poruszać bezpiecznie po ścieżkach czy drogach. Ponadto są do dyspozycji aż dwa hamulce, czyli elektromagnetyczny i tarczowy. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny na bieżąco pokazuje jaki jest stan baterii czy wskaźnik prędkości.

Zalety napędu elektrycznego do wózków dla niepełnosprawnych

Napęd do wózków aktywnych jest znakomitą alternatywą, ponieważ pozwala doposażyć zwykłe, tradycyjne wózki inwalidzkie tak, aby stały się jeszcze bardziej funkcjonalne i praktyczne. Wózki elektryczne mają szereg swoich zalet, ale są ciężkie i duże. Trudno przemieszczać się nimi w każdym miejscu. Przystawka może być więc ciekawszą opcją. Napęd jest intuicyjny oraz łatwy w użyciu. Warto zwrócić uwagę, że **napęd do wózków aktywnych posiada koło 16 cali**. Zapewnia to dobrą zwrotność oraz stabilną jazdę oraz łatwe manewrowanie. Przystawka do wózka inwalidzkiego STREET może być **zakupiona z dofinansowaniem**. Jego cena może być wówczas obniżona do 25% wartości sprzętu. Warto rozważyć wybór takiej formy pomocy, ponieważ użytkowanie napędu wiąże się z większym komfortem oraz możliwością pokonywania dłuższych dystansów. Można z niego korzystać także w domu.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma MDH SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja złącza:: wybierz , do wózków aktywnych , do wózków standardowych

RYZYKO

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym jest urządzeniem poprawiającym jakość życia, zaprojektowanym w celu zapewnienia mobilności.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej.

FAQ

- [**NAPĘDY ELEKTRYCZNE DO WÓZKÓW INWALIDZKICH**](#)
- [**WSPOMAGANIE DO WÓZKA INWALIDZKIEGO**](#)