

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/podnosnik-pacjenta-ulisse-antano-z-podwieszka-150kg-udzwigu-p-121.html>



Podnośnik pacjenta ULISSE Antano z podwieszką (150kg udźwigu)

Cena brutto	3 250,00 zł
Cena netto	3 009,26 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ULISSEANT150
Kod producenta	ULISSEANT150
Producent	Antano
Długość urządzenia	118cm
Szerokość urządzenia	51,5 / 76,5cm
Udźwig	150kg
Min przestrzeń manewrowa	140 x 140cm
Waga urządzenia	36,2kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727

Opis produktu

Podnośnik pacjenta ULISSE Antano (udźwig do 150kg)

jedna uniwersalna podwieszka w zestawie

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA PODNOŚNIK PACJENTA do 95% wartości sprzętu

Profesjonalne elektroniczne urządzenie do łatwego przemieszczania oraz transportu pacjentów. Podnośnik znajduje zastosowanie przy przesadzaniu chorego np. z łóżka na wózek oraz pomaga przy codziennych zabiegach higieniczno – pielęgnacyjnych. Dzięki swojej niezawodnej

konstrukcji i prostej obsłudze jest gwarancją bezpieczeństwa i wygody dla chorych jak i opiekunów.

Urządzenie znakomicie sprawdzi się w warunkach domowych ze względu na swoje nieduże rozmiary.

Wypożyczenie podstawowe:

- Podnośnik wykonany z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo.
- Siłownik o maksymalnym udźwigu 150 kg.
- Rączka sterująca w kształcie litery „U”
- Ogumowane cichobieżne koła w tym 2 z blokada jazdy oraz rozszerzana podstawa zapewniają pełną stabilność i bezpieczeństwo korzystającego.
- Podnoszenie i opuszczanie za pomocą przewodowego pilota.
- Czteropunktowy wieszak do mocowania kosza transportowego – specjalnej podwieszki, z możliwością regulacji daje pewną i stabilną pozycję pacjenta – **M028/C**.
- Wytrzymała oraz komfortowe nosidło daje gwarancje bezpieczeństwa i wygody.
- Dodatkowy manualny system obsługi w razie awarii systemu elektronicznego.
- Możliwość manewrowania na małej przestrzeni – wystarczy powierzchnia 140 cm x 140 cm, aby w pełni korzystać z funkcji podnośnika.
- Pojemny akumulator pozwala na wykonanie kilkudziesięciu cykli podnoszenia i opuszczania bez konieczności ładowania baterii.

UNIWERSALNA PODWIESZKA W ZESTAWIE:

M028/C	100% polipropylen z wszystym usztywnieniem podparcia barków A. cm 82 B. cm 78 C. cm 35 D. cm 45 E. cm 35 F. cm 140	
----------------------	--	--

Sprawdź: [Jak działa i jak wybrać podnośnik dla osób niepełnosprawnych?](#)

MOŻLIWOŚĆ DOKUPIENIA DODATKOWEJ PODWIESZKI:

Comfort

	A	B	C	D	E
S	70	36	40	25	29
M	78	40	45	30	39
L	84	45	50	36	41
XL	91	51	56	44	42

Regular

	A	B	C	D
S	70	36	40	25
M	78	40	45	30
L	84	45	50	36
XL	91	51	56	44

Hygienic

	A	B	C	D
S	70	24	50	24
M	78	25	60	30
L	84	26	70	36
XL	91	27	82	44

Dane techniczne podnośników:

620

Najniższa pozycja ramienia	728mm
Najwyższa pozycja ramienia	1740 mm
Długość podstawy	1115mm
Minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy	463mm
Maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy	833mm
Wysokość podstawy	111 mm
Waga całkowita	37 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg
Ilość operacji	~ 40 podniesień na ładowanie

625

Najniższa pozycja ramienia	766mm
Najwyższa pozycja ramienia	1840mm
Długość podstawy	1290 mm
Minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy	680mm
Maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy	1225 mm
Wysokość podstawy	111 mm
Waga całkowita	42 kg
Maksymalne obciążenie	175 kg
Ilość operacji	~ 40 podniesień na ładowanie

ZASTOSOWANIE:

Podnośnik transportowy rehabilitacyjny , takie jak ULISSE Antano, Podnośniki są niezbędnym wyposażeniem w opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Służą one do przemieszczania pacjentów między różnymi pozycjami i miejscami, co jest kluczowe dla ich komfortu i bezpieczeństwa. **Podnośnik transportowy** to urządzenie, które umożliwia przenoszenie osób z ograniczoną mobilnością w sposób delikatny i kontrolowany, minimalizując ryzyko urazów zarówno dla pacjentów, jak i opiekunów.

Jedną z kluczowych cech **podnośnika dla osób niepełnosprawnych** jest jego zdolność do dopasowania się do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki różnym rodzajom podwieszek, takim jak M028, dostosowuje się do różnych sytuacji, takich jak kąpiel czy transport.

Podnośnik kąpielowy jest szczególnie przydatny, ponieważ umożliwia bezpieczne i wygodne przenoszenie pacjenta do i z wanny, co jest często trudnym zadaniem w opiece.

Podnośnik jezdny dla niepełnosprawnych jest wyposażony w kółka, co ułatwia przemieszczanie go między różnymi pomieszczeniami. Jest to szczególnie ważne w placówkach medycznych, gdzie pacjenci muszą być często transportowani na różne zabiegi i badania.

Ogólnie rzecz biorąc, **podnośniki rehabilitacyjne** i **podnośniki pacjenta** stanowią fundamentalny element w zapewnianiu właściwej opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Są one nie tylko niezbędne dla bezpieczeństwa i komfortu pacjenta, ale również znacząco ułatwiają pracę opiekunów i personelu medycznego. Zapewniają one możliwość odpowiedniej opieki i godności dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma ANTANO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz dostawę: - odbiór osobisty Skierniewice 0zł , - wybierz , - wysyłka paletowa (cała Polska) (+ 200,00 zł) , - dofinansowanie, dostawa, montaż, szkolenie (+ 500,00 zł)

Podwieszka I: uniwersalna w zestawie

Podwieszka II: brak , - regular (uniwersalna) (+ 399,00 zł) , - comfort (z zagłówkiem) (+ 399,00 zł) , - higienic (toaletowa) (+ 399,00 zł)

Rozmiar: - M (mała) , - L (Średnia) , - XL (duża)

Pytania klientów

- Film jak rozłożyć/złożyć podnośnik transportowy rehabilitacyjny?

- Czy jest możliwość dofinansowania zakupu podnośnika osobowego?

Możemy uzyskać dofinansowanie do 95% wartości sprzętu. Wystarczy złożyć wniosek o likwidację barier architektonicznych w swoim PCPR lub MOPS.

- Czy podnośnik podjedzie pod łóżko lub wannę?

Podnośnik musi wjechać pod łóżko lub pod wannę. Z tego względu potrzebuje on, aby była przestrzeń około 12cm pod łóżkiem lub wanną. Nie będzie problemu z wjechaniem podnośnikiem pacjenta pod standardowe łóżko rehabilitacyjne. Co do wanny nie może być ona zabudowana.

- Wysokie progi?

Wysokie progi w domu uniemożliwiają korzystanie z podnośnika pacjenta. Przejazd przez nie mógłby być niebezpieczne dla osoby transportowanej na podnośniku.

- Ile wytrzyma bateria w podnośniku?

Bateria w podnośniku w zależności od jej użytkowania i konserwacji wytrzyma od 3 do 6 lat pracy. Co do ilości cykli podniesienia i opuszczenia na jednym pełnym naładowaniu baterii jest to około 40.

- Gdzie przyda nam się podnośnik?

Podnośnik możemy wykorzystać przy transporcie pacjenta np.: z łóżka do wanny. Możemy również przenosić pacjenta z łóżka na wózek czy z łóżka na podłogę.

- Jaka jest maksymalna waga osoby transportowanej?

Posiadamy podnośniki transportowo-kąpielowe o dwóch udźwigach:

- [Eagle 620 - 150kg udźwigu](#)
- [Eagle 625 - 175kg udźwigu](#)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Podnośnik umożliwia podnoszenie i przenoszenie osoby niepełnosprawnej z jednego miejsca w drugie, np. z łóżka na wózek, z wózka do wanny itp. Odbywa się to za pomocą przymocowanej uprząży tekstylnej z pasami do zapięcia.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Podnośnik nie może zostać użyty, jeśli gabaryty lub stan pacjenta uniemożliwiają jego bezpieczne ułożenie w uprząży. Nie zaleca się stosowania dla osób cięższych niż wynosi dozwolona maks. waga użytkownika określona w specyfikacji technicznej. Przeciwwskazań nie można odnieść do jednego konkretnego obrazu klinicznego, a zależą one od indywidualnej oceny stanu zdrowia potencjalnego użytkownika.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Może wystąpić ryzyko przygniecenia stóp operatora, jeśli wskazówki bezpieczeństwa z załączonej do produktu instrukcji nie są przestrzegane.

POMOC

- [JAK DZIAŁA PODNOŚNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH?](#)
- [TANI PODNOŚNIK REHABILITACYJNY](#)
- [DOFINANSOWANIE NA REMONT ŁAZIENKI DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ](#)
- [PODNOŚNIK PACJENTA](#)
- [ŻURAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH](#)
- [PODNOŚNIK JEZDNY OSOBOWY](#)
- [BEZPIECZNY TRANSFER OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ](#)
- [JAK PRZENOSIĆ PACJENTA?](#)
- [JAK WYBRAĆ PODNOŚNIK DO ŁÓŻKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH?](#)

