

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/podnosnik-transportowo-kapielowy-solar-185-udzwig-185kg-winn-care-p-242.html>



Podnośnik transportowo-kąpielowy SOLAR 185 (udźwig 185kg) - WINNCARE

Cena brutto	8 990,00 zł
Cena netto	8 324,07 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	PODSOL185WINN
Kod producenta	PODSOL185WINN
Producent	WinnCare
Rozstaw nóg:	elektryczny
Zakres podnoszenia:	od 68cm do 198cm
Udźwig	185kg
Waga urządzenia	45kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727

Opis produktu

Podnośnik pacjenta SOLAR 185 (udźwig do 185kg)

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA PODNOŚNIK REHABILITACYJNY do 95% wartości sprzętu

CECHY PRODUKTU:

- Skandynawski design z subtelną i elegancką linią wzorniczą.
- Możliwość podnoszenia pacjenta bezpośrednio z podłogi oraz wspomaganie chodzenia.
- Maksymalna przestrzeń dla pacjenta, komfort i wygoda podczas przenoszenia.
- Lekko wygięte nogi podstawy jezdnej dla lepszego dostępu do szerokich krzeseł i foteli.
- Opatentowane rozwiązanie wieszaka zapewnia łatwe i bezpieczne zamocowanie chusty.
- Zaawansowany system sterowania firmy Linak rejestruje informacje związane z eksploatacją.

- Elektryczna regulacja rozstawu nóg w standardzie.
- Wieszaki kompatybilne z podnośnikiem sufitowym Luna.
- Awaryjne wyłączanie i opuszczanie.
- Ergonomiczne uchwyty.
- Wąska podstawa jezdna ułatwiająca przejazdy przez wąskie drzwi.
- Możliwość wyboru wieszaka 2-, 3-, 4-punktowego z szybką wymianą.
- Wysokiej jakości materiały konstrukcyjne zapewniające długotrwałą i niezawodną pracę urządzenia.
- Intuicyjny panel sterowania umożliwiający łatwą obsługę przez personel medyczny i opiekunów.
- Maksymalny udźwig 185 kg, elektryczny sposób podnoszenia.

MOŻLIWOŚĆ PODNOSZENIA PACJENTA Z ZIEMI

MOŻLIWOŚĆ TRANSFERU PACJENTA



	
Transfer chorego z łóżka na wózek	Transfer chorego wózka na toaletę

OPCJE WIESZAKÓW DO PODNOŚNIKA PACJENTA

--	--	--



OPCJA - WAGA DO PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH



Podnośnik rehabilitacyjny do DPSu

Podnośnik pacjenta SOLAR 185 to innowacyjne rozwiązanie wśród podnośników dla osób niepełnosprawnych, idealnie wpisujące się w potrzeby Domów Pomocy Społecznej (DPS). Jego skandynawski design nie tylko estetycznie uzupełnia przestrzeń placówki, ale przede wszystkim gwarantuje funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania. To urządzenie zaprojektowane z myślą o zapewnieniu maksymalnej przestrzeni i komfortu dla pacjenta podczas transferu. Elektryczny podnośnik umożliwia bezpieczne podnoszenie osób niepełnosprawnych bezpośrednio z podłogi, oferując wsparcie w codziennej opiece i rehabilitacji.

Lekko wygięte nogi podstawy jezdnej podnośnika zapewniają łatwy dostęp do różnego rodzaju siedzisk, co jest kluczowe dla wygodnego transferu pacjentów. Zaawansowany system sterowania firmy Linak rejestruje działania związane z eksploatacją urządzenia, co ułatwia monitorowanie jego stanu technicznego i zapewnia długotrwałą, niezawodną pracę.

Elektryczny podnośnik dla niepełnosprawnych do domu opieki

Podnośnik rehabilitacyjny SOLAR 185 stanowi kluczowe wyposażenie domów opieki, zapewniając nieocenione wsparcie w codziennej opiece nad

osobami niepełnosprawnymi. Jako podnośnik jezdny pacjenta, SOLAR 185 WinnCare oferuje nie tylko funkcję podnoszenia z poziomu podłogi, ale również możliwość wspomaganie chodzenia, co znacząco poprawia jakość życia pacjentów. Ergonomiczne uchwyty i intuicyjny panel sterowania gwarantują łatwą obsługę przez personel, co przekłada się na większą efektywność pracy.

Ten elektryczny podnośnik dla niepełnosprawnych wyposażony jest również w opatentowany system mocowania podwieszek, co gwarantuje łatwe i bezpieczne zamocowanie. Jego elektryczna regulacja rozstawu nóg pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb pacjenta, co jest szczególnie ważne w przypadku używania podnośnika kąpielowego czy podnośnika transportowo-kąpielowego. Wąska podstawa jezdna, ułatwiająca manewrowanie w wąskich przestrzeniach, jest nieoceniona w zatłoczonych pomieszczeniach domów opieki.

Wykorzystanie podnośnika SOLAR 185 WinnCare w domach opieki to nie tylko krok w stronę podniesienia standardu opieki nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi, ale także znaczące ułatwienie pracy personelu. Placówki wyposażone w to zaawansowane technologicznie urządzenie, zapewniając sobie narzędzie niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa, komfortu i godności ich podopiecznych.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma WINNCARE POLSKA SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz dostawę:: - odbiór osobisty Skierniewice 0zł , - wybierz , - wysyłka paletowa (cała Polska) , - dofinansowanie, dostawa, montaż, szkolenie (+ 990,00 zł)

Rodzaj podwieszki:: - wybierz , - komfort (z zagłówkiem) , - regular (uniwersalna)

Materiał:: - wybierz , - poliester (PE - szara) , - siatka (NET - niebieska)

Wieszak:: wybierz , 2 - punktowy standard , 3 - punktowy (+ 1 290,00 zł) , 4 - punktowy (+ 1 490,00 zł)

Rozmiar:: wybierz , - XS (bb.mała) , - S (bardzo mała) , - M (mała) , - L (średnia) , - XL (duża)

Waga:: brak , jest (+ 4 990,00 zł)

FILMY

Pytania Klientów

- Czy jest możliwość dofinansowania zakupu podnośnika osobowego?

Możemy uzyskać dofinansowanie do 95% wartości sprzętu. Wystarczy złożyć wniosek o likwidację barier architektonicznych w swoim PCPR lub MOPS.

- Czy podnośnik podjedzie pod łóżko lub wannę?

Podnośnik musi wjechać pod łóżko lub pod wannę. Z tego względu potrzebuje on, aby była przestrzeń około 12cm pod łóżkiem lub wanną. Nie będzie problemu z wjechaniem podnośnikiem pacjenta pod standardowe łóżko rehabilitacyjne. Co do wanny nie może być ona zabudowana.

- Wysokie progi?

Wysokie progi w domu uniemożliwiają korzystanie z podnośnika pacjenta. Przejazd przez nie mógłby być niebezpieczny dla osoby transportowanej na podnośniku.

- Ile wytrzyma bateria w podnośniku?

Bateria w podnośniku w zależności od jej użytkowania i konserwacji wytrzyma od 3 do 6 lat pracy. Co do ilości cykli podniesienia i opuszczenia na jednym pełnym naładowaniu baterii jest to około 40.

- Gdzie przyda nam się podnośnik?

Podnośnik możemy wykorzystać przy transporcie pacjenta np.: z łóżka do wanny. Możemy również przenosić pacjenta z łóżka na wózek czy z łóżka na podłogę.

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Podnośnik umożliwia podnoszenie i przenoszenie osoby niepełnosprawnej z jednego miejsca w drugie, np. z łóżka na wózek, z wózka do wanny itp. Odbywa się to za pomocą przymocowanej uprząży tekstylnej z pasami do zapięcia.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Podnośnik nie może zostać użyty, jeśli gabaryty lub stan pacjenta uniemożliwiają jego bezpieczne ulokowanie w uprząży. Nie zaleca się stosowania dla osób cięższych niż wynosi dozwolona maks. waga użytkownika określona w specyfikacji technicznej. Przeciwwskazań nie można odnieść do jednego konkretnego obrazu klinicznego, a zależą one od indywidualnej oceny stanu zdrowia potencjalnego użytkownika.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Może wystąpić ryzyko przygniecenia stóp operatora, jeśli wskazówki bezpieczeństwa z załączonej do produktu instrukcji nie są przestrzegane.

POMOC

- [**JAK DZIAŁA PODNOŚNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH?**](#)
- [**DOFINANSOWANIE NA REMONT ŁAZIENKI DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ**](#)
- [**PODNOŚNIK PACJENTA**](#)

-
- **ŻURAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH**
 - **PODNOŚNIK JEZDNY OSOBOWY**
 - **BEZPIECZNY TRANSFER OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ**
 - **JAK PRZENOSIĆ PACJENTA?**
 - **JAK WYBRAĆ PODNOŚNIK DO ŁÓŻKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH?**