

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/podnosnik-transportowo-kapielowy-vermeiren-eagle-625-z-podwieszka-175kg-udzwigu-p-29.html>



Podnośnik transportowo-kąpielowy Vermeiren Eagle 625 z podwieszką (175kg udźwigu)

Cena brutto	4 490,00 zł
Cena netto	4 157,41 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	VERPOD625
Kod producenta	VERPOD625
Producent	Vermeiren
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727

Opis produktu

Podnośnik pacjenta EAGLE 625 (udźwig do 175kg)

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA PODNOŚNIK PACJENTA do 95% wartości sprzętu

Podnośniki do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. model 625 przeznaczony dla pacjentów o wadze do 175 kg . Podnośniki działają automatycznie na pilota , wyposażone w wysokiej jakości siłowniki LINAK gwarantują płynne i bezproblemowe działanie

Nasze podnośniki wyposażyliśmy w siłowniki oraz cały system sterujący firmy LINAK model.



1. Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi.
2. Modele wyposażone w kółka z blokadą .
3. Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności.
4. Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny.
5. Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybkoschnący.
6. Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka.

Trzy rodzaje nosideł (do wyboru jedno):

- REGULAR(uniwersalne do zastosowania u większości pacjentów),
- COMFORT(z zagłówkiem),
- HYGIENIC(do stosowania w toalecie)

Nosidła mogą być wykonane z dwóch rodzajów materiałów: poliestru (PE)- szara, siatki poliestrowej (NET.-niebieska).

Sprawdź: [Jak działa i jak wybrać podnośnik dla osób niepełnosprawnych?](#)

Comfort

	A	B	C	D	E
S	70	36	40	25	29
M	78	40	45	30	39
L	84	45	50	36	41
XL	91	51	56	44	42

Regular

	A	B	C	D
S	70	36	40	25
M	78	40	45	30
L	84	45	50	36
XL	91	51	56	44

Hygienic

	A	B	C	D
S	70	24	50	24
M	78	25	60	30
L	84	26	70	36
XL	91	27	82	44

Dane techniczne podnośników:

620

Najniższa pozycja ramienia	728mm
Najwyższa pozycja ramienia	1740 mm
Długość podstawy	1115mm
Minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy	463mm
Maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy	833mm
Wysokość podstawy	111 mm
Waga całkowita	37 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg
Ilość operacji	~ 40 podniesień na ładowanie

625

Najniższa pozycja ramienia	766mm
Najwyższa pozycja ramienia	1840mm
Długość podstawy	1290 mm
Minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy	680mm
Maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy	1225 mm
Wysokość podstawy	111 mm
Waga całkowita	42 kg
Maksymalne obciążenie	175 kg
Ilość operacji	~ 40 podniesień na ładowanie

Zastosowanie podnośnika pacjenta Vermeiren Eagle:

Podnośnik pacjenta dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano z myślą o przenoszeniu pacjenta.

Podnośnik transportowo-kąpielowy jest zaprojektowany do transportu jednej osoby.

Podnośnik Vermeiren Eagle dostosowany do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Pacjenta na podnośniku powinien podnosić opiekun.

Wyposażenie podnośnika pacjenta pozwala na zastosowanie go w budynkach w przypadku pacjentów dotkniętych przykładowo:

- paraliżu;
- utraty kończyn (amputacji nóg);
- uszkodzenia / deformacji kończyn;
- sztywnych lub uszkodzonych stawów;
- niewydolnością pracy serca i układu krążenia;
- osoby starsze.

W celu dostosowania produktu do indywidualnych wymagań, należy uwzględnić następujące warunki:

- rozmiary i masa ciała (maks. [150 kg dla Eagle 620](#) i 175 kg dla Eagle 625)
- stan fizyczny i psychiczny;
- warunki mieszkaniowe;
- otoczenie.

OPIS:

Podnośnik Vermeiren Eagle 625 to zaawansowane urządzenie, które znacząco ułatwia życie osób z ograniczeniami ruchowymi. Jako **podnośnik kąpielowy**, umożliwia bezpieczne przeprowadzenie procedur higienicznych, a jako **podnośnik jezdny dla niepełnosprawnych**, zapewnia wygodne przenoszenie pacjentów między różnymi miejscami, jak łóżko, wózek czy wanna. Wyróżnia się stabilnością, wygodą użytkowania i wysokim udźwigiem.

Eagle 625, będący również **podnośnikiem rehabilitacyjnym**, odgrywa ważną rolę w procesie leczenia i rehabilitacji. Jego ergonomiczna konstrukcja i funkcjonalność sprawiają, że jest on niezastąpionym wsparciem zarówno w placówkach medycznych, jak i opiece domowej. Jest to nie tylko **podnośnik dla osób niepełnosprawnych**, ale także narzędzie wspierające ich niezależność.

W kontekście finansowym, dostępne są opcje [dofinansowania z pfron](#) zakupu takiego sprzętu.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma VERMEIREN POLSKA SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz dostawę:: - odbiór osobisty Skierniewice 0zł , - wybierz , - wysyłka paletowa (cała Polska) (+ 200,00 zł) , - dofinansowanie, dostawa, montaż, szkolenie (+ 500,00 zł)

Rodzaj podwieszki:: - comfort (z zagłówkiem) , - regular (uniwersalna) , - higienic (toaletowa)

Materiał:: - poliester (PE - szara) , - siatka (NET - niebieska)

Rozmiar:: - M (mała) , - L (średnia) , - XL (duża)

Pytania klientów

- Film jak rozłożyć/złożyć podnośnik transportowy rehabilitacyjny?

- Czy jest możliwość dofinansowania zakupu podnośnika osobowego?

Możemy uzyskać dofinansowanie do 95% wartości sprzętu. Wystarczy złożyć wniosek o likwidację barier architektonicznych w swoim PCPR lub MOPS.

- Czy podnośnik podjedzie pod łóżko lub wannę?

Podnośnik musi wjechać pod łóżko lub pod wannę. Z tego względu potrzebuje on, aby była przestrzeń około 12cm pod łóżkiem lub wanną. Nie będzie problemu z wjechaniem podnośnikiem pacjenta pod standardowe łóżko rehabilitacyjne. Co do wanny nie może być ona zabudowana.

- Wysokie progi?

Wysokie progi w domu uniemożliwiają korzystanie z podnośnika pacjenta. Przejazd przez nie mógłby być niebezpieczny dla osoby transportowanej na podnośniku.

- Ile wytrzyma bateria w podnośniku?

Bateria w podnośniku w zależności od jej użytkowania i konserwacji wytrzyma od 3 do 6 lat pracy. Co do ilości cykli podniesienia i opuszczenia na jednym pełnym naładowaniu baterii jest to około 40.

- Gdzie przyda nam się podnośnik?

Podnośnik możemy wykorzystać przy transporcie pacjenta np.: z łóżka do wanny. Możemy również przenosić pacjenta z łóżka na wózek czy z łóżka na podłogę.

- Jaka jest maksymalna waga osoby transportowanej?

Posiadamy podnośniki transportowo-kąpielowe o dwóch udźwigach:

- [**Eagle 620 - 150kg udźwigu**](#)
- [**Eagle 625 - 175kg udźwigu**](#)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Podnośnik umożliwia podnoszenie i przenoszenie osoby niepełnosprawnej z jednego miejsca w drugie, np. z łóżka na wózek, z wózka do wanny itp. Odbywa się to za pomocą przymocowanej uprząży tekstylnej z pasami do zapięcia.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Podnośnik nie może zostać użyty, jeśli gabaryty lub stan pacjenta uniemożliwiają jego bezpieczne ulokowanie w uprząży. Nie zaleca się stosowania dla osób cięższych niż wynosi dozwolona maks. waga użytkownika określona w specyfikacji technicznej. Przeciwwskazań nie można odnieść do jednego konkretnego obrazu klinicznego, a zależą one od indywidualnej oceny stanu zdrowia potencjalnego użytkownika.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Może wystąpić ryzyko przygniecenia stóp operatora, jeśli wskazówki bezpieczeństwa z załączonej do produktu instrukcji nie są przestrzegane.

POMOC

- [**JAK DZIAŁA PODNOŚNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH?**](#)
- [**DOFINANSOWANIE NA REMONT ŁAZIENKI DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ**](#)
- [**PODNOŚNIK PACJENTA**](#)
- [**ŻURAW DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH**](#)
- [**PODNOŚNIK JEZDNY OSOBOWY**](#)

-
- BEZPIECZNY TRANSFER OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 - JAK PRZENOSIĆ PACJENTA?
 - JAK WYBRAĆ PODNOŚNIK DO ŁÓŻKA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH?