

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/podnosnik-wannowy-dietz-kanjo-xxl-170kg-udzwigu-p-223.html>



Podnośnik wannowy Dietz Kanjo XXL (170kg udźwigu)

Cena brutto	3 990,00 zł
Cena netto	3 694,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	DKANJOXXL
Kod producenta	DKANJOXXL
Producent	Dietz
Udźwig	170kg
Waga urządzenia	10,8kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727

Opis produktu

Podnośnik do wannowy Dietz Kanjo XXL (udźwig do 170kg)

Parametry	Wartość
Numer katalogowy:	04.40.01.0065
Głębokość siedziska (cm):	50
Kolor:	Biały
Wysokość całkowita (mm):	1105
Szerokość siedziska (mm):	375 / 710
Wymiary D x S x W (mm):	690 - 900 x 375 / 710 x 1105
Maksymalna waga użytkownika włącznie z ładunkiem (kg):	170
Waga (kg):	11,5 (w tym sterowanie ręczne)
Żywotność (lata):	5

Ponowne użycie:	tak
Temperatura otoczenia podczas pracy (°C):	10 - 40
Temperatura otoczenia podczas przechowywania (°C):	10 - 40

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA PODNOŚNIK WANNOWY do 95% wartości sprzętu

Winda do wanny dla seniora Dietz Kanjo XXL to zaawansowane urządzenie przeznaczone dla osób potrzebujących wsparcia przy korzystaniu z wanny. Zostało specjalnie zaprojektowane, aby sprostać wymaganiom osób o większej masie ciała, oferując udźwig do 170 kg. Dzięki temu, podnośnik do wanny dla niepełnosprawnych Kanjo XXL jest idealnym rozwiązaniem nie tylko dla seniorów, ale również dla osób niepełnosprawnych i otyłych, zapewniając im bezpieczne i komfortowe warunki do kąpieli. Jego niezawodność i wytrzymałość sprawiają, że jest to produkt wysoko ceniony wśród użytkowników i opiekunów, poszukujących efektywnych rozwiązań ułatwiających codzienne życie.



Winda do wanny Kanjo XXL

Winda do wanny Kanjo XXL jest niezastąpionym udogodnieniem, które umożliwia łatwe i bezpieczne korzystanie z wanny przez osoby starsze oraz niepełnosprawne. Wyposażona w antybakteryjną tapicerkę, zapewnia wysoki poziom higieny i komfortu użytkowania. Podnośnik do wanny dla seniora Kanjo XXL została zaprojektowana z myślą o maksymalnej prostocie obsługi, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla seniorów, którzy cenią sobie niezależność w codziennych czynnościach. Dzięki swojej funkcjonalności, winda ta jest cennym wsparciem nie tylko dla użytkowników, ale także dla ich opiekunów, ułatwiając im pielęgnację i dbanie o bezpieczeństwo podopiecznych.


Krzesło do wanny dla ciężkiej osoby

Krzesło do wanny dla ciężkiej osoby stanowi kluczowe rozwiązanie dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa podczas kąpieli osobom o większej wadze. Jego wytrzymała konstrukcja i stabilność są odpowiedzią na potrzeby podnośnika wannowego dla osoby otyłej, gwarantując użytkownikom bezpieczne wsparcie. Dzięki podnośnikowi wannowemu, osoby ciężkie mogą łatwiej korzystać z wanny, co znacząco wpływa na ich samodzielność oraz jakość życia. Produkt ten łączy w sobie funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetykę, co sprawia, że jest on cenionym wyborem wśród osób poszukujących skutecznych i niezawodnych rozwiązań do swoich łazienek.

Jak działa podnośnik wannowy pacjenta:



--	--	--



Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma DIETZ REHAB

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz dostawę:: - odbiór osobisty Skierniewice 0zł , - wybierz , - wysyłka paletowa (cała Polska) (+ 19,00 zł) , - dofinansowanie, dostawa, montaż, szkolenie (+ 499,00 zł)

Tapicerka:: - niebieska , - antybakteryjna (z jonami srebra) (+ 499,00 zł)

Dysk obrotowy do transferu osoby: - brak , - jest (+ 399,00 zł)

Jak działa podnośnik wannowy?

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Podnośnik wannowy został skonstruowany aby przenosić osoby z poziomu krawędzi wanny do wanny i z powrotem. Jest stosowany do pielęgnacji w warunkach domowych. W przypadku upośledzenia psychicznego lub fizycznego użytkownika konieczna jest pomoc drugiej osoby.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Nie zaleca się stosowania dla osób cięższych niż wynosi dozwolona

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku przy stosowaniu produktu, ryzyko wyładowań elektromagnetycznych oraz ryzyko utonięcia w przypadku pozostawienia użytkownika bez nadzoru.

POMOC

• PODNOŚNIK WANNOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

-
- WINDA DO WANNY
 - DOFINANSOWANIE NA REMONT ŁAZIENKI DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 - BEZPIECZNY TRANSFER OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
 - KRZESŁO DO WANNY NA PILOTA
 - JAK PRZENOSIĆ PACJENTA?