

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/podwieszka-do-chodzenia-walking-do-podnoznika-pacjenta-p-251.html>




Podwieszka do Chodzenia WALKING do podnośnika pacjenta

Cena brutto	749,00 zł
Cena netto	693,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	PODWALKINGWINN
Kod producenta	PODWALKINGWINN
Producent	Winnicare
Kod Win:	009-0988(R)
Typ nosidła:	podwieszka do chodzenia
Materiał	poliester
Zastosowanie wieszaki	2, 3 i 4-punktowe
Udźwig	180kg
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
Temp prania	85°C
telefon I	 +48 729 888 698
telefon II	 +48 663 221 727

Opis produktu



Tabela rozmiarów **podwieszek**



Podwieszki All Universal
bez podparcia głowy,
także z podparciem głowy:
toaletowa i niska

XXS**XS****S****M****L****XL****XXL**

Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm

Podwieszki All Universal
z podparciem głowy (PG)

Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
Z (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm


Podwieszki pionizacyjne

Obwód talii	-	62 – 80 cm	66 – 90 cm	80 – 100 cm	100 – 126 cm	110 – 132 cm	120 – 140 cm
--------------------	---	------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Podwieszki do chodzenia

Obwód talii	62 – 75 cm	76 – 84 cm	85 – 92 cm	93 – 105 cm	106 – 114 cm	116 – 130 cm	-
--------------------	------------	------------	------------	-------------	--------------	--------------	---

Typ materiału. Wszystkie podwieszki zrobione są z poliestru.



Poliester

Bardzo wytrzymały
i łatwy do czyszczenia



Siatka poliestrowa

Stworzona specjalnie
do kąpieli

 Tabela modeli podwieszek.

Kategoria	Nazwa	Poliester bez podparcia głowy	Poliester z podparciem głowy	Poliester - siatka bez podparcia głowy	Poliester - siatka z podparciem głowy
Podwieszka pełna	Universal Dla amputantów	●	●	○	○
Podwieszka pełna	Universal Basic	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Comfort	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Hammock	○	○	●	●
Podwieszka pełna	UniversalHammock Toaletowa	○	○	●	●
Podwieszka półpełna	Low Back - Niska	●	○	●	○
Podwieszka półpełna	Toaletowa	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna z 2-pasami	●	○	○	○
Podwieszka do chodzenia	Do chodzenia	●	○	○	○

**Spodenki do Chodzenia
WALKING do podnośnika dla
niepełnosprawnych -
Winncare**

ZASTOSOWANIE:

Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności dla użytkownika podczas ćwiczeń chodzenia, szczególnie w momentach utraty równowagi.

Możliwość indywidualnej regulacji pasów podwieszki wokół tułowia, co umożliwia dopasowanie do różnych rozmiarów i kształtów ciała.

Regulacja długości pasów przy nogach i nad

	ramionami, dzięki czemu podwieszka może być dostosowana do wzrostu użytkownika oraz jego specyficznych potrzeb. Użycie w połączeniu z Ergo Trenerem, podnośnikiem sufitowym Luna lub stacjonarnymi podnośnikami pacjenta, co rozszerza zakres możliwych ćwiczeń i terapii. Wsparcie dla osób z ograniczeniami ruchowymi w treningu chodu, ułatwiające im odzyskiwanie niezależności w poruszaniu się. Pomoc w ćwiczeniach wstawania, co jest kluczowe w procesie rehabilitacji i poprawy funkcji motorycznych pacjentów.
---	--

Podwieszka do treningu chodu - Winnicare

Podwieszka do chodzenia WALKING od Winnicare to innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o osobach niepełnosprawnych, które potrzebują wsparcia podczas ćwiczeń chodzenia. Ten specjalistyczny sprzęt został stworzony, aby zapewnić użytkownikom bezpieczeństwo i stabilność, szczególnie w momentach, gdy ryzyko utraty równowagi jest największe. Dzięki możliwości indywidualnej regulacji pasów podwieszki wokół tułowia, produkt ten może być dostosowany do różnych rozmiarów i kształtów ciała, co gwarantuje komfort i optymalne dopasowanie.

Podwieszka oferuje również regulację długości pasów przy nogach i nad ramionami, co pozwala na precyzyjne dostosowanie do wzrostu użytkownika oraz jego specyficznych potrzeb. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób z ograniczeniami ruchowymi, ponieważ każdy detal ma znaczenie dla efektywności terapii. Podwieszka do Chodzenia WALKING może być używana w połączeniu z różnymi rodzajami podnośników, takimi jak Ergo Trener, podnośnik sufitowy Luna czy stacjonarne podnośniki pacjenta, rozszerzając tym samym zakres możliwych do wykonania ćwiczeń i terapii.

Spodenki do podnośnika pacjenta do treningu chodzenia

Spodenki do nauki chodu WALKING są nie tylko funkcjonalne, ale również wygodne w użytkowaniu. Wykonane z wysokiej jakości poliestru, gwarantują trwałość oraz łatwość w utrzymaniu czystości – mogą być prane w temperaturze do 85°C, co jest istotne z punktu widzenia higieny i bezpieczeństwa użytkowania. Dzięki udźwigowi wynoszącemu 180 kg, spodenki te są w stanie obsłużyć szeroki zakres użytkowników, zapewniając im niezbędne wsparcie w procesie rehabilitacji.

Zastosowanie wieszaków 2, 3 i 4-punktowych umożliwia dostosowanie sposobu podnoszenia do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika, co jeszcze bardziej zwiększa funkcjonalność i uniwersalność produktu. Spodenki do podnośnika pacjenta do treningu chodzenia od WinnCare są nie tylko narzędziem rehabilitacyjnym, ale również kluczem do odzyskania niezależności i poprawy jakości życia osób z ograniczeniami ruchowymi.

Zapewnienie 2-letniej gwarancji świadczy o zaufaniu producenta do jakości swojego produktu, dając użytkownikom dodatkowe poczucie bezpieczeństwa i satysfakcji z wyboru. Spodenki do Chodzenia WALKING od WinnCare to inwestycja w niezależność, mobilność i komfort życia osób potrzebujących wsparcia w codziennym poruszaniu się.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma WINNCARE POLSKA SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość nosidła: - wybierz , - "XXS" , - "S" , - "M" , - "L" , - "XL"