

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/przenosna-rampa-podjazdowa-dla-niepełnosprawnych-alligator-sf-1-walizka-p-131.html>



Przenośna rampa podjazdowa dla niepełnosprawnych ALLIGATOR SF (1-walizka)

Cena brutto	1 749,00 zł
Cena netto	1 619,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	RAMP90SF
Kod producenta	RAMP90SF
Producent	Mobilex
Szerokość	76cm
Udźwig	300kg
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727

Opis produktu

Przenośna rampa aluminiowa dla niepełnosprawnych ALLIGATOR SF (1-walizka)

Nasze rampy są trwałe i lekkie, a rozłożenie ich nie zajmuje więcej niż 30 sekund. Po złożeniu nie są większe i bardziej nieporęczne od zwykłej walizki, a dzięki zamontowanemu uchwytowi przenosi się je łatwo i szybko. Nawierzchnia rampy wykonana jest z przeciwpoślizgowego materiału. Spora paleta rozmiarów zapewnia pokonanie stromizn – od najniższych krawężników, aż po 6-stopniowe schody. Z naszą rampą pokonasz każdy próg.

Dobór ramp podjazdowych

WZNIESIENIE RAMPY	DŁUGOŚĆ RAMPY									NACHYLENIE RAMPY	
		0,45 m	0,60 m	0,90 m	1,20 m	1,50 m	1,80m	2,10 m	2,40 m		3,00 m
	7,5 cm	10,2°	8,6°	4°	3,6°	3,4°	3,2°	3°	1,8°		1,8°
	10 cm	12°	10,3°	5,6°	4,8°	4,3°	4°	3,7°	2,4°		2,3°
	12,5 cm		12°	7,2°	6°	5,3°	4,8°	4,7°	3°		2,8°
	15 cm			8,8°	7,2°	6,2°	5,6°	5,1°	3,6°		3,3°
	17,5 cm			10,4°	8,4°	7,2°	6,4°	5,8°	4,2°		3,8°
	20 cm			12°	9,6°	8,2°	7,2°	6,5°	4,8°		4,3°
	22,5 cm				10,8°	9,1°	8°	7,2°	5,4°		4,8°
	25 cm				12°	10,1°	8,8°	7,8°	6°		5,3°
	30 cm					12°	10,4°	9,2°	7,2°		6,2°
	35 cm						12°	10,6°	8,4°		7,2°
	40 cm							12°	9,6°		8,2°
	45 cm								10,8°		9,1°
	50 cm								12°		10,1°
55 cm									11,1°		
60 cm									12°		

Opis:

Oferujemy innowacyjne podjazdy dla osób niepełnosprawnych, które są idealnym rozwiązaniem dla ułatwienia dostępu do różnych miejsc. Nasze **rampy podjazdowe składane** łączą w sobie wygodę przenośności z solidnością konstrukcji, zapewniając bezpieczne i stabilne użytkowanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Ich montaż jest szybki i intuicyjny, co sprawia, że są idealne zarówno do użytku domowego, jak i publicznego.

Nasze podjazdy do wózka inwalidzkiego zostały zaprojektowane z myślą o różnorodnych potrzebach użytkowników. Dostępne w różnych długościach i szerokościach, zapewniają dostosowanie do indywidualnych wymagań. Dodatkowo, przeciwpoślizgowa powierzchnia ramp zapewnia maksymalne bezpieczeństwo.

Warto zwrócić uwagę na [dofinansowanie do podjazdów do wózka inwalidzkiego](#), które jest dostępne dla osób spełniających określone kryteria. Dofinansowanie to może znacząco obniżyć koszty zakupu i montażu ramp, czyniąc je jeszcze bardziej dostępnymi. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty i skorzystania z tej możliwości, aby ułatwić sobie i swoim bliskim codzienne funkcjonowanie.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma MOBILEX.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: wybierz , 90cm , 120cm (+ 341,00 zł) , 150cm (+ 641,00 zł)

Wysyłka: odbiór osobisty Skierniewice , wybierz , dostawa kurierem (+ 19,00 zł)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Rampy służą do pomocy pacjentom na wózkach inwalidzkich lub skuterach w przemieszczaniu się przez przeszkody (np. schody, progi, krawężniki).

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Używanie rampy do celów innych niż wskazane w instrukcji jest zabronione. Przeciwwskazania nie mogą być powiązane z konkretnym obrazem klinicznym. Wybór odpowiedniego typu i długości rampy musi być zawsze dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku z rampy, ryzyko przycięcia części ciała w czasie montażu lub korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji (np. ze ścianą), związanej z przemieszczaniem się.

POMOC

- [**LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH**](#)
- [**RODZAJE RAMP ALUMINIOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH**](#)