


Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/przenosna-rampa-podjazdowa-dla-niepełnosprawnych-titan-skladana-na-4-p-181.html>



Przenośna rampa podjazdowa dla niepełnosprawnych TITAN (składana na 4)

Cena brutto	1 499,00 zł
Cena netto	1 218,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	RAMP4XSKL
Kod producenta	RAMP4XSKL
Producent	TITAN
Szerokość	76cm
Udźwig	300kg

Finansowanie  (DO)FINANSOWANIE

telefon I  +48 663 221 727

Opis produktu

Przenośna rampa aluminiowa dla osób niepełnosprawnych TITAN (składana na 4)*

* PROSZĘ PYTAĆ O DOSTĘPNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH DŁUGOŚCI.

DŁUGOŚĆ:	150cm	180cm	210cm	240cm
Wym. złożona:	78cm x 36cm x 22cm	93cm x 36cm x 22cm	107cm x 36cm x 22cm	122cm x 36cm x 22cm
Wym. rozłożona:	152cm x 72cm x 5cm	183cm x 72cm x 5cm	213cm x 72cm x 5cm	244cm x 72cm x 5cm
Waga:	12,8kg	16kg	19kg	22,9kg
Szerokość rampy:	72cm	72cm	72cm	72cm
Budowa:	walizka - składana na 4	walizka - składana na 4	walizka - składana na 4	walizka - składana na 4
Max udźwig:	270kg	270kg	270kg	270kg

Dobór ramp podjazdowych

WZNIESIENIE RAMPY	DŁUGOŚĆ RAMPY									NACHYLENIE RAMPY	
		0,45 m	0,60 m	0,90 m	1,20 m	1,50 m	1,80m	2,10 m	2,40 m		3,00 m
	7,5 cm	10,2°	8,6°	4°	3,6°	3,4°	3,2°	3°	1,8°		1,8°
	10 cm	12°	10,3°	5,6°	4,8°	4,3°	4°	3,7°	2,4°		2,3°
	12,5 cm		12°	7,2°	6°	5,3°	4,8°	4,7°	3°		2,8°
	15 cm			8,8°	7,2°	6,2°	5,6°	5,1°	3,6°		3,3°
	17,5 cm			10,4°	8,4°	7,2°	6,4°	5,8°	4,2°		3,8°
	20 cm			12°	9,6°	8,2°	7,2°	6,5°	4,8°		4,3°
	22,5 cm				10,8°	9,1°	8°	7,2°	5,4°		4,8°
	25 cm				12°	10,1°	8,8°	7,8°	6°		5,3°
	30 cm					12°	10,4°	9,2°	7,2°		6,2°
	35 cm						12°	10,6°	8,4°		7,2°
	40 cm							12°	9,6°		8,2°
	45 cm								10,8°		9,1°
	50 cm								12°		10,1°
55 cm									11,1°		
60 cm									12°		

Przenośne rampy podjazdowe dla osób niepełnosprawnych to bardzo łatwy sposób pokonywania wszelkich barier architektonicznych. Umożliwiają likwidowanie progów, krawężników, wzniesień czy nawet niewielkich schodów. Ich największą zaletą jest możliwość składania i przenoszenia w żądane miejsce. Co ważne, rampy można nabyć dzięki dofinansowaniu ze środków PFRON. Istnieje szansa pozyskania dotacji sięgającej nawet 95% ich wartości. Wkład własny wynosi zaledwie 5%.

Charakterystyka ramp przenośnych Titan

Ten rodzaj ramp jest łatwy w obsłudze. Można je bez problemu rozkładać i składać na cztery części. Dzięki temu nie zajmują dużo miejsca i stają się mobilne. Doskonale sprawdzają się jako przenośne podjazdy do wózków inwalidzkich. Są mocne i bardzo wytrzymałe. Wykonane są z aluminium, stąd są lekkie. Mogą być w pełni obsługiwane zaledwie przez jedną osobę. Posiadają antypoślizgową nawierzchnię, przez co wózek inwalidzki nie ześlizgnie się ani samodzielnie nie stoczy.

Zalety rampy przenośnej Titan

Rampy gwarantują oczekiwaną łatwość montażu i pełne bezpieczeństwo stosowania. Posiadają uchwyt, który ułatwia ich obsługę i możliwość przenoszenia. Charakteryzują się wagą własną ok. 12,8 kg. Ich udźwig to zaś 270 kg. Mogą być więc stosowane nie tylko jako podjazdy dla wózków inwalidzkich, ale także skuterów, motocykli czy quadów. Z ich pomocą załadunek pojazdu do samochodu dostawczego nie będzie żadnym kłopotem. Z takim zadaniem poradzi sobie tylko jedna osoba, bez dodatkowej pomocy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość:: wybierz , 150cm , 180cm (+ 200,00 zł), 240cm (+ 900,00 zł)

Wysyłka:: odbiór osobisty Skierniewice , wybierz , dostawa kurierem (+ 19,00 zł)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Rampy służą do pomocy pacjentom na wózkach inwalidzkich lub skuterach w przemieszczaniu się przez przeszkody (np. schody, progi, krawężniki).

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Używanie rampy do celów innych niż wskazane w instrukcji jest zabronione. Przeciwwskazania nie mogą być powiązane z konkretnym obrazem klinicznym. Wybór odpowiedniego typu i długości rampy musi być zawsze dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku z rampy, ryzyko przycięcia części ciała w czasie montażu lub korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji (np. ze ścianą), związanej z przemieszczaniem się.

POMOC

- [LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH](#)
- [RODZAJE RAMP ALUMINIOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH](#)