

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/przenosna-rampa-podjazdowa-dla-niepełnosprawnych-titan-skladana-na-pol-p-180.html>



Przenośna rampa podjazdowa dla niepełnosprawnych TITAN (składana na pół)

Cena brutto	899,00 zł
Cena netto	730,89 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	RAMP2TIT
Kod producenta	RAMP2TIT
Producent	TITAN
Szerokość	76cm
Udźwig	300kg
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE

telefon I  +48 663 221 727

Opis produktu

Przenośna rampa aluminiowa dla osób niepełnosprawnych TITAN (składana na pół) *

*** PROSZĘ PYTAĆ O DOSTĘPNOŚĆ POSZCZEGÓLNYCH DŁUGOŚCI.**

DŁUGOŚĆ:	90cm	120cm
Wym. złożona:	92cm x 38cm	123cm x 38cm
Wym. rozłożona:	92cm x 73cm	123cm x 73cm
Waga:	7,5kg	10kg
Szerokość rampy:	73cm	73cm
Budowa:	walizka - składana na pół	walizka - składana na pół
Max udźwig:	270kg	270kg

Dobór ramp podjazdowych

	DŁUGOŚĆ RAMPY									
	0,45 m	0,60 m	0,90 m	1,20 m	1,50 m	1,80m	2,10 m	2,40 m	3,00 m	
7,5 cm	10,2°	8,6°	4°	3,6°	3,4°	3,2°	3°	1,8°	1,8°	
10 cm	12°	10,3°	5,6°	4,8°	4,3°	4°	3,7°	2,4°	2,3°	
12,5 cm		12°	7,2°	6°	5,3°	4,8°	4,7°	3°	2,8°	
15 cm			8,8°	7,2°	6,2°	5,6°	5,1°	3,6°	3,3°	
17,5 cm			10,4°	8,4°	7,2°	6,4°	5,8°	4,2°	3,8°	
20 cm			12°	9,6°	8,2°	7,2°	6,5°	4,8°	4,3°	
22,5 cm				10,8°	9,1°	8°	7,2°	5,4°	4,8°	
25 cm				12°	10,1°	8,8°	7,8°	6°	5,3°	
30 cm					12°	10,4°	9,2°	7,2°	6,2°	
35 cm						12°	10,6°	8,4°	7,2°	
40 cm							12°	9,6°	8,2°	
45 cm								10,8°	9,1°	
50 cm								12°	10,1°	
55 cm									11,1°	
60 cm									12°	

Rampy podjazdowe to coraz częściej nabywane sprzęty, które doskonale spełniają swoją rolę w przestrzeni miejskiej. Użytkowane również w budynkach użyteczności publicznej. Ich zadaniem jest likwidowanie barier architektonicznych, z jakimi muszą się borykać osoby niepełnosprawne.

Zasada działania ramp podjazdowych

Rampy są lekkie, ale bardzo wytrzymałe. Ich rozłożenie i złożenie zajmuje zaledwie 30 sekund. Są to sprzęty mobilne, które można wszędzie zabrać ze sobą. Najczęściej sprawdzają się jako wyposażenie stałe budynków użyteczności publicznej czy prywatnych domów. Mogą być również przewożone w bagażniku samochodu i rozkładane, kiedy będą potrzebne. Umożliwiają wjeżdżanie i zjeżdżanie wózkiem inwalidzkim do i z samochodu. Będą przydatne również w czasie pokonywania niewielkich wzniesień czy krawężników. Z ich pomocą łatwo pokona się też każdy próg oraz wszelkie inne przeszkody, jakie stają na drodze osób niepełnosprawnych.

Cechy charakterystyczne ramp przenośnych podjazdowych

Tego rodzaju rampy charakteryzują się dużą stabilnością oraz bezpieczeństwem stosowania. Wykonane są z dobrych jakościowo stopów aluminium. Rampa jest niezwykle prosta i łatwa w obsłudze. Posiada uchwyt, który umożliwia jej przenoszenie i złożenie. Może tego dokonać zaledwie jedna osoba. Jej maksymalne obciążenie to 270 kg, a waga własna ok. 7,5 kg. Przed nabyciem rampy podjazdowej Titan, warto skonsultować jej model, rozmiar oraz wagę i dostosować do konkretnych potrzeb użytkownika.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość:: wybierz , 90cm , 120cm (+ 400,00 zł)

Wysyłka:: odbiór osobisty Skierniewice , wybierz , dostawa kurierem (+ 19,00 zł)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Rampy służą do pomocy pacjentom na wózkach inwalidzkich lub skuterach w przemieszczaniu się przez przeszkody (np. schody, progi, krawężniki).

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Używanie rampy do celów innych niż wskazane w instrukcji jest zabronione. Przeciwwskazania nie mogą być powiązane z konkretnym obrazem klinicznym. Wybór odpowiedniego typu i długości rampy musi być zawsze dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku z rampy, ryzyko przycięcia części ciała w czasie montażu lub korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji (np. ze ścianą), związanej z przemieszczaniem się.

POMOC

- [**LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH**](#)
- [**RODZAJE RAMP ALUMINIOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH**](#)