

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/rampa-progowa-aluminiowa-alligator-doorstep-21x76-regulowane-nozki-p-135.html>



Rampa progowa aluminiowa ALLIGATOR DOORSTEP 21x76 (regulowane nóżki)

Cena brutto	890,00 zł
Cena netto	723,58 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	DOORSTEP2176
Kod producenta	DOORSTEP2176
Producent	Mobilex
Długość	21cm
Szerokość	76cm
Udźwig	300kg
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727

Opis produktu

Aluminiowa rampa progowa ALLIGATOR DOORSTEP 21x76 (regulowane nóżki)

OPIS:

Rampy progowe aluminiowe **likwidują progi od 3 do 7 cm** w mieszkaniach, domach, biurach. Wystarczy je położyć na próg, przykrywając go, co ułatwi przejazd przez niego wózkiem inwalidzkim czy podpórką inwalidzką. Warto zwrócić uwagę na wysokie dopuszczalne obciążenie do 300 kg. Rampę aluminiową z nóżkami dokładamy do progu i regulujemy jej wysokość.

Rampy progowe dla wózka Alligator Doorstep to innowacyjne rozwiązanie, które zapewnia wygodę i bezpieczeństwo użytkowania dla osób niepełnosprawnych. Jest to produkt niezwykle przydatny w codziennym życiu, umożliwiający łatwe pokonywanie progów i niewielkich schodów. Wykonanie z wysokiej jakości materiałów gwarantuje długotrwałe i niezawodne użytkowanie.

Rampy progowe składane Alligator Doorstep charakteryzują się nie tylko solidnością, ale także wygodą w transporcie i przechowywaniu. Dzięki zastosowaniu lekkich, ale wytrzymałych materiałów, rampa jest łatwa do przenoszenia, co czyni ją idealnym rozwiązaniem dla osób, które często podróżują lub potrzebują mobilnego wsparcia. Rampy progowe aluminiowe są odporne na warunki atmosferyczne, co jest szczególnie ważne w zmieniającym się klimacie Polski

Kolejną zaletą produktu jest jego uniwersalność. Rampy progowe dla niepełnosprawnych doskonale sprawdzają się zarówno w domach prywatnych, jak i w przestrzeni publicznej. Są proste w montażu i demontażu, co pozwala na szybką adaptację do indywidualnych potrzeb użytkowników. Wymiary rampy (21x76 cm) są optymalnie dostosowane do większości progów i niewielkich schodów, co czyni ją niezwykle funkcjonalnym rozwiązaniem.

Warto zwrócić uwagę na możliwość uzyskania **dofinansowania do składanych ramp progowych** - [więcej](#).

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wysyłka: odbiór osobisty Skierniewice , wybierz , dostawa kurierem (+ 19,00 zł)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Rampy służą do pomocy pacjentom na wózkach inwalidzkich lub skuterach w przemieszczaniu się przez przeszkody (np. schody, progi, krawężniki).

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Używanie rampy do celów innych niż wskazane w instrukcji jest zabronione. Przeciwwskazania nie mogą być powiązane z konkretnym obrazem klinicznym. Wybór odpowiedniego typu i długości rampy musi być zawsze dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku z rampy, ryzyko przycięcia części ciała w czasie montażu lub korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji (np. ze ścianą), związanej z przemieszczaniem się.

POMOC

- [**LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH**](#)
- [**RODZAJE RAMP ALUMINIOWYCH DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH**](#)