

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/schodolaz-gasienicowy-z-rampami-jolly-150-z-rampami-p-5.html>



Schodolaz gąsienicowy z rampami (JOLLY 150 z rampami)

Cena brutto	16 990,00 zł
Cena netto	15 731,48 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TJOLLY150RS
Kod producenta	TGRJOLLY150RS
Producent	TGR
Zastosowanie schody	proste
Minimalna wielkość spocznika	115x115cm
Prędkość	6,5m / min
Zasięg	50 pięter
Udźwig	150kg
Waga urządzenia	71kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727
telefon II	 +48 697 301 691
telefon III	 +48 729 888 698

Opis produktu

Schodolaz gąsienicowy Jolly 150 z rampami

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA SCHODOLAZ OSOBOWY do 95% wartości (LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH)

Schodolaz TGR 150 JOLLY z najazdami to sprzęt niezwykle solidny i użyteczny, charakteryzujący się sporym udźwigiem 150 kg - teraz z dołączonymi do zestawu najazdami. Niezwykle wytrzymały akumulator oraz mocny silnik odpowiedzialny za wprawianie urządzenia w ruch, i tym samym **transport osoby niepełnosprawnej po schodach**, pozwala na pokonanie 12 stopni w ciągu minuty.

Schodolaz do wózków elektrycznych

Ten **schodolaz z rampami** jest w stanie pokonać zakręty na pod kątem prostym, a także w kącie pół pełnym odpowiednio na spocznikach o wymiarach 115 na 115cm. Firma TGR od lat zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo, komfort swoich klientów oraz użyteczność, jaką gwarantują oferowane przez nią schodolazy do wózków elektrycznych. Producent zdaje sobie sprawę, że akumulator, który trzeba nieustannie ładować, jest tylko kolejnym powodem do frustracji oraz niezadowolenia. Z tego też powodu ten schodolaz do wózka elektrycznego posiada akumulator pozwalający na pracę urządzeniem, która z pewnością zadowoli każdego - jedno naładowanie starcza na pokonanie do 50 pięter.

Transporter schodowy dla wszystkich rodzajów wózków

Podłączone rampy pozwolą na transport różnego typu wózków. **TGR 150 JOLLY z rampami** to zarówno schodolaz do wózków aktywnych oraz schodolaz do wózka elektrycznego. To nie wszystko - urządzenie pozwala także na przypięcie wózków o mniejszych gabarytach. TGR 150 JOLLY z najazdami sprawdzi się więc doskonale jako schodolaz do wózków spacerowych oraz schodolaz dla dzieci.

Schodolaz do wózków aktywnych

Maksymalne obciążenie, na jakie pozwala ten schodolaz z rampami, to aż 150 kg przy wadze urządzenia wynoszącej zaledwie 71 kg. Niezwykle stabilna konstrukcja oraz zastosowanie najnowocześniejszych, najwyższej jakości materiałów, to gwarancja bezpieczeństwa i komfortu. Co więcej, producent wyposażył ten schodolaz dla wózków aktywnych w negatywny elektromagnetyczny hamulec o mocy 12V.

Elektryczny schodolaz dla dzieci

Maksymalny kąt nachylenia, z którym poradzi sobie ten schodolaz do wózka elektrycznego, to aż 35 stopni. Maksymalna wysokość stopnia to 180 milimetrów, a dopuszczalny stopień zaokrąglenia stopnia wynosi od 0 do 20 mm. Ten schodolaz z rampami pozwala na transport wózków inwalidzkich po schodach z jeszcze większymi odstępami i odległością od ziemi. Dołączona rampa pozwala na pokonanie barier architektonicznych z jakimi nie poradziły sobie tradycyjne **schodolazy do wózków spacerowych**.

ZASTOWOWANIA SCHODOLAZÓW OSOBOWYCH ELEKTRYCZNYCH ([sprawdź więcej](#))





Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma TGR S.R.L., której dystrybutorem w Polsce jest Arial Piotr Karwalski

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz gwarancję:: standardowa na 2 lata , 3 lata gwarancji (+ 2 000,00 zł), 4 lata gwarancji (+ 4 000,00 zł)

Wózek inwalidzki:: brak , Jazz S50 Vermeiren (+ 790,00 zł)

Filmy jak działa schodołaz

POLECAMY SCHODOŁAZY OSOBOWE

Schodolazy krzeselkowe kroczące



TOLLO 120 S/L

Schodolazy gąsienicowe



VIMEC T09 ROBY

Schodofały gaśienicowe z rampami



JOLLY 150 MINI RAMPY

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Schodolaz jest przeznaczony do przewożenia niepełnosprawnych pasażerów po schodach. Umożliwia bezpieczne i bezproblemowe poruszanie się po schodach zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Schodolazu nie wolno używać gdy osoba obsługująca nie została przeszkolona/ poinstruowana o produkcie, nie ukończyła 16 lat oraz jeśli osoba niepełnoletnia, pow. 16 lat pozostaje bez nadzoru. Nie wolno używać schodolazu jeśli osoba obsługująca nie posiada zdolności fizycznych i umysłowych do bezpiecznego obsługiwanania urządzenia. Wyrób należy stosować wyłącznie w warunkach zgodnych ze specyfikacją techniczną.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Ryzyko związane z użytkowaniem tego przedmiotu jest ściśle powiązane z ryzykiem, jakie przewidziano w związku z zastosowaniem urządzenia, którego składnikiem, częścią jest ten produkt.

POMOC

- [Jaki schodółaz dla wózków dziecięcych?](#)
- [Jak wybrać schodółaz dla dzieci?](#)
- [ZAKUP SCHODOŁAZU Z DOFINANSOWANIA Z PFRON](#)
- [JAKI SCHODOŁAZ NA STROME SCHODY?](#)
- [JAKI SCHODOŁAZ OSOBOWY DO WĄSKIEJ KLATKI SCHODOWEJ?](#)
- [JAKI JEST NAJLEPSZY SCHODOŁAZ?](#)
- [URZĄDZENIE DO POKONYWANIA SCHODÓW - SCHODOŁAZ OSOBOWY](#)