

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/schodolaz-kroczacy-krzeselkowy-tollo-120-sl-p-13.html>



Schodolaz kroczący krzeselkowy (TOLLO 120 S/L)

Cena brutto	15 990,00 zł
Cena netto	14 805,56 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TTOLLO120SL
Kod producenta	TGRTOLLO120SL
Producent	TGR
Zastosowanie schody	proste, kręte, zabiegowe
Minimalna wielkość spocznika	80x80cm
Max wysokość schoda	24cm
Zasięg	około 1350 schodów (72 piętra)
Udźwig	120kg
Waga urządzenia	60kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727
telefon II	 +48 697 301 691
telefon III	 +48 729 888 698

Opis produktu

Schodolaz kroczący krzeselkowy dla osób niepełnosprawnych TOLLO 120 S/L

**SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA TRANSPORTER SCHODOWY do 95% wartości
(LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH)**

Krzeselko Tollo 120 S/L to wygodny fotel z elektrycznym silnikiem, zaprojektowany tak, aby umożliwić osobom z trudnościami poruszania się szybkie i łatwe pokonanie barier architektonicznych. Charakteryzujący się unikalnym systemem wchodzenia. Tollo 120 nie wymaga żadnej stałej instalacji na ścianie. Wymaga obecności osoby obsługującej schodolaz. Jest to urządzenie bardzo wygodne dla pacjenta, ponieważ ruch wykonywany przez trzy koła zapobiega wstrząsom i umożliwia płynne wchodzenie po schodach z osobą niepełnosprawną.

Obsługa wózka schodowego Tollo 120 S/L

Opiekun po prostu musi utrzymywać schodolaz w odpowiedniej pozycji i naciskać odpowiednio przycisk góra lub dół. Zachowując tę samą przestrzeń i pole manewru. Wersja Tollo 120 L ma siedzisko o 4 cm szersze niż wersja Tollo 120 S. Dzięki systemowi ruchów realizowanemu za pomocą trójkąta kół, możliwe jest pokonanie każdego typu klatki schodowej, prostej, spiralnej lub trapezoidalnej. Łatwy w użyciu, niezawodny i wszechstronny, stanie się Twoim sprzymierzeńcem w pokonywaniu wszelkich barier architektonicznych.

Wypożyczenie Tollo 120 S/L

Schodolaz krzesłkowy wyposażony jest w podwójne podnoszone podłokietniki,, regulowany zagłówek i podnózek, które zapewniają wygodną pozycję transportowanego. Model ten wyposażony jest w dwa obrotowe koła, które umożliwiają korzystanie ze schodolazu na płaskich powierzchniach. Dzięki czemu może nam zastąpić normalny wózek.

Karta techniczna schodolazu Tollo 120 S/L

Udźwig:	120kg
Zasięg:	72 piętra
Gwarancja:	24 miesiące
Akumulator:	12V 24Ah
Hamulec zjazdowy:	ujemny hamulec elektromagnetyczny
Tapicerka:	zmywalna, odporna na plamy
Max nachylenie schodów:	40stopni
Max wysokość stopnia:	24cm
Minimalny podest o kształcie U:	80x160cm
Minimalny podest o kształcie L:	80x80cm
Podłokietniki:	są
Podnózek:	jest
Pas bezpieczeństwa:	jest

ZASTAWOWANIE SCHODOLAZÓW OSOBOWYCH ELEKTRYCZNYCH ([sprawdź więcej](#))





Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma TGR S.R.L., której dystrybutorem w Polsce jest Arial Piotr Karwalski

POLECAMY SCHODOŁAZY OSOBOWE

Schodolazy krzeselkowe koczające



TOLLO 120 ELECTRIC

Schodolazy gąsienicowe



VIMEC T09 ROBY

Schodofały gaśnicowe z rampami

4



JOLLY 150 MINI RAMPY

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Schodolaz jest przeznaczony do przewożenia niepełnosprawnych pasażerów po schodach. Umożliwia bezpieczne i bezproblemowe poruszanie się po schodach zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Schodolazu nie wolno używać gdy osoba obsługująca nie została przeszkolona/ poinstruowana o produkcie, nie ukończyła 16

lat oraz jeśli osoba niepełnoletnia, pow. 16 lat pozostaje bez nadzoru. Nie wolno używać schodołazu jeśli osoba obsługująca nie posiada zdolności fizycznych i umysłowych do bezpiecznego obsługiwanania urządzenia. Wyrób należy stosować wyłącznie w warunkach zgodnych ze specyfikacją techniczną.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Ryzyko związane z użytkowaniem tego przedmiotu jest ściśle powiązane z ryzykiem, jakie przewidziano w związku z zastosowaniem urządzenia, którego składnikiem, częścią jest ten produkt.

FAQ

- [**ZAKUP SCHODOŁAZU Z DOFINANSOWANIA Z PFRON**](#)
- [**JAKI SCHODOŁAZ NA STROME SCHODY?**](#)
- [**JAKI SCHODOŁAZ OSOBOWY DO WĄSKIEJ KLATKI SCHODOWEJ?**](#)
- [**JAKI JEST NAJLEPSZY SCHODOŁAZ?**](#)
- [**URZĄDZENIE DO POKONYWANIA SCHODÓW - SCHODOŁAZ OSOBOWY**](#)