

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/schodolaz-osobowy-elektryczne-titan-person-mini-169kg-udzwigu-p-184.html>



Schodolaz osobowy elektryczne TITAN Person Mini (ST003C), (169kg udźwigu)


Cena brutto	9 990,00 zł
Cena netto	9 250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	SCHTITPERSM
Kod producenta	ST003C
Producent	TITAN
Zastosowanie schody	proste
Rama	stop aluminium
Prędkość	1,7 sekundy na stopień
Zasięg	2500 stopni
Udźwig	169kg
Waga urządzenia	26+2kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Wymiary złożony	100cm wys. x 57cm szer. x 32cm gł.
Wymiary rozłożony	146cm wys. x 57cm szer. x 71cm gł.
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727
telefon II	 +48 697 301 691
telefon III	 +48 729 888 698

Opis produktu

Elektryczne krzesło transportowe TITAN Person Mini

Zastosowanie:

- dla szpitali,
- pogotowia ratunkowego,
- transportu medycznego,
- straży pożarnej,
- rodzin transportujących chorego po schodach.



Elektryczne krzesło transportowe gąsienicowe TITAN PERSON Mini

Krzesła transportowe z gąsienicami są już dziś powszechnie wykorzystywane na rynku. Doskonale sprawdzają się jako urządzenia transportujące osoby niepełnosprawne. Mają więc swoje zastosowanie w transporcie medycznym. Pozostają na wyposażeniu służb ratunkowych czy straży pożarnej. Mogą w każdej chwili zostać użyte do ratowania życia i zdrowia pacjentów, którzy nie potrafią samodzielnie opuścić swojego domu, ze względu na trudności w poruszaniu się.

Jak działają schodolazy krzeselkowe gąsienicowe?

Schodolazy krzeselkowe z gąsienicami poruszają się za pośrednictwem napędu elektrycznego. Posiadają wydajną baterię, która jest ładowana z gniazdka elektrycznego. Po jej pełnym naładowaniu pojazd może pokonać nawet 2500 stopni. To bardzo dobry wynik, co oznacza, że nie jest konieczne codzienne ładowanie pojazdu dla komfortu jego użytkowania. Schodolazy zostały wyposażone w bardzo sprawny system gąsienic. Dzięki temu mogą pokonywać wszystkie rodzaje schodów. Gąsienice nie należą do awaryjnych rozwiązań, a za to niezwykle uniwersalnych. Ich prowadzenie przez operatora jest niewymagające. Niezbędne jest tylko bieżące sterowanie pojazdem i obsługa przyciskami w zależności od oczekiwanego toru jazdy.

Transporter schodowy z gąsienicami - zalety

Transporter schodowy z gąsienicami został bardzo estetycznie wykonany. Jego konstrukcja jest opracowana z dokładnością do każdego szczegółu. Są to przecież urządzenia mające za zadanie ratowanie ludzi, dlatego najważniejsze jest pełne bezpieczeństwo ich stosowania. Schodolazy należą do lekkich, ponieważ ich konstrukcja wykonana została z wytrzymałego stopu aluminium. Przy wadze zaledwie 35 kg są w stanie udźwignąć osobę ważącą nawet do 169 kg. Titan Person Mini to urządzenia składane. Wykonuje się to szybko i łatwo. Ze względu na nieduży rozmiar, zmieszczą się w bagażniku czy samochodowym schowku. Najważniejsza jest ich natychmiastowa dostępność, ponieważ przydają się głównie służbom ratunkowym i medycznym.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz gwarancję:: standardowa na 2 lata , 3 lata gwarancji (+ 2 000,00 zł)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Schodółaz jest przeznaczony do przewożenia niepełnosprawnych pasażerów po schodach. Umożliwia bezpieczne i bezproblemowe poruszanie się po schodach zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Schodółazu nie wolno używać gdy osoba obsługująca nie została przeszkolona/ poinstruowana o produkcie, nie ukończyła 16 lat oraz jeśli osoba niepełnoletnia, pow. 16 lat pozostaje bez nadzoru. Nie wolno używać schodółazu jeśli osoba obsługująca nie posiada zdolności fizycznych i umysłowych do bezpiecznego obsługiwanania urządzenia. Wyrób należy stosować wyłącznie w warunkach zgodnych ze specyfikacją techniczną.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Ryzyko związane z użytkowaniem tego przedmiotu jest ściśle powiązane z ryzykiem, jakie przewidziano w związku z zastosowaniem urządzenia, którego składnikiem, częścią jest ten produkt.

FAQ

- [**ZAKUP SCHODÓŁAZU Z DOFINANSOWANIA Z PFRON**](#)
- [**JAKI SCHODÓŁAZ NA STROME SCHODY?**](#)
- [**JAKI SCHODÓŁAZ OSOBOWY DO WĄSKIEJ KLATKI SCHODOWEJ?**](#)
- [**JAKI JEST NAJLEPSZY SCHODÓŁAZ?**](#)
- [**URZĄDZENIE DO POKONYWANIA SCHODÓW - SCHODÓŁAZ OSOBOWY**](#)