

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/schodolaz-osobowy-elektryczny-titan-person-169kg-udzwigu-p-115.html>



Schodolaz osobowy elektryczny TITAN Person (DW- SW01/EM001/YHR-LD01), (169kg udźwigu),

Cena brutto	9 990,00 zł
Cena netto	9 250,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	14 dni
Numer katalogowy	SCHTITPERS
Kod producenta	DW-SW01/EM001/YHR-LD01
Producent	TITAN
Zastosowanie schody	proste
Rama	stop aluminium
Prędkość	1,7 sekundy na stopień
Zasięg	2500 stopni
Udźwig	169kg
Waga urządzenia	35kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Wymiary złożony	131cm wys. x 51cm szer. x 30cm gł.
Wymiary rozłożony	155cm wys. x 50cm szer. x 155cm gł.
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727
telefon II	 +48 697 301 691
telefon III	 +48 729 888 698

Opis produktu

Elektryczne krzesło transportowe TITAN Person

Zastosowanie:


- dla szpitali,
- pogotowia ratunkowego,
- transportu medycznego,
- straży pożarnej,
- rodzin transportujących chorego po schodach.

Schodolaz Titan Person to zmotoryzowane krzesło zaprojektowane w celu ułatwienia przenoszenia pacjentów na schodach. Pozwala na obsługę bez wysiłku dla operatora oraz przy maksymalnym komforcie i bezpieczeństwie dla chorego.

Schodolaz krzesłkowy Titan Person jest wyposażony w dwie pary uchwytów, aby zapewnić najlepszą obsługę zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.

Silnik ułatwia poruszanie się po schodach w górę i w dół.

Konstrukcja ze stopu aluminium jest składana, łatwa w obsłudze i dlatego można ją łatwo umieścić w pojazdach transportowych.



Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz gwarancję:: standardowa na 2 lata , 3 lata gwarancji (+ 2 000,00 zł)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Schodolaz jest przeznaczony do przewożenia niepełnosprawnych pasażerów po schodach. Umożliwia bezpieczne i bezproblemowe poruszanie się po schodach zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Schodolazu nie wolno używać gdy osoba obsługująca nie została przeszkolona/ poinstruowana o produkcie, nie ukończyła 16 lat oraz jeśli osoba niepełnoletnia, pow. 16 lat pozostaje bez nadzoru. Nie wolno używać schodolazu jeśli osoba obsługująca nie posiada zdolności fizycznych i umysłowych do bezpiecznego obsługiwanía urządzenia. Wyrób należy stosować wyłącznie w warunkach zgodnych ze specyfikacją techniczną.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Ryzyko związane z użytkowaniem tego przedmiotu jest ściśle powiązane z ryzykiem, jakie przewidziano w związku z zastosowaniem urządzenia, którego składnikiem, częścią jest ten produkt.

FAQ

- [**ZAKUP SCHODOŁAZU Z DOFINANSOWANIA Z PFRON**](#)
- [**JAKI SCHODOŁAZ NA STROME SCHODY?**](#)
- [**JAKI SCHODOŁAZ OSOBOWY DO WĄSKIEJ KLATKI SCHODOWEJ?**](#)
- [**JAKI JEST NAJLEPSZY SCHODOŁAZ?**](#)
- [**URZĄDZENIE DO POKONYWANIA SCHODÓW - SCHODOŁAZ OSOBOWY**](#)