

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/schodolaz-osobowy-kroczacy-krzeselkowy-lg-2020-130kg-udzwigu-p-18.html>



Schodolaz osobowy kroczący krzeselkowy (LG 2020 130kg udźwigu)

Cena brutto	16 490,00 zł
Cena netto	15 268,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	ALG2020130
Kod producenta	ANTLG2020130
Producent	Antano
Zastosowanie schody	proste, kręte, zabiegowe
Minimalna wielkość spocznika	gł.70 x szer.100cm
Max wysokość schoda	23cm
Zasięg	około 1200 schodów (70 pięter)
Udźwig	130kg
Waga urządzenia	24kg napęd / 10kg siedzisko / 10kg oparcie
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727
telefon II	 +48 697 301 691
telefon III	 +48 729 888 698

Opis produktu

Schodolaz kroczący krzeselkowy dla osób niepełnosprawnych LG 2020 (130 kg udźwigu)

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA SCHODOLAZ OSOBOWY do 95% wartości (LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH)

Schodolaz osobowy kroczący krzeselkowy firmy Antano Group jest jednym z flagowych produktów firmy. Stanowi przykład wysokiej dbałości o szczegóły, ale przede wszystkim niewątpliwej funkcjonalności, jaka staje się kluczowa, gdy bierzemy pod uwagę poruszanie się osób o ograniczonej mobilności.

Schodolazy pokonują bariery architektoniczne

Schodolaz osobowy kroczący krzeselkowy został zaprojektowany głównie dla osób starszych, a więc seniorów, którzy w wyniku doskwierających im dolegliwości, nie mogą już w oczekiwany sposób poruszać się po schodach. Urządzenie doskonale im to ułatwi, ponieważ może być używane zarówno w otoczeniu domowym, jak i miejskim. W miastach wciąż trudno jest o ułatwienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Muszą się oni borykać z tzw. barierami architektonicznymi, jakie mimo starań ustawodawców, nie są przestrzegane. Dlatego też schodolaz kroczący krzeselkowy LG 2020 gwarantuje bezproblemowe poruszanie się wszędzie tam, gdzie napotykamy na schody kręte czy tradycyjne. Urządzenie zostało wyposażone w bardzo pojemny akumulator, umożliwiając nieustanne działanie choćby po przebyciu kilkuset schodów. Nie odmówi więc posłuszeństwa, jeśli okaże się to pilne i konieczne.

Wygląd i estetyka schodolazu LG 2020

Na uwagę zasługuje także jakość wykonania schodolazu, jego wysoka estetyka, która charakteryzuje włoską markę Antano. Już nie raz udowodniła ona, że produkowane przez nią urządzenia należą do trwałych, bezpiecznych oraz odznaczają się także niebywałymi walorami estetycznymi. To dlatego są tak często nabywane zarówno przez klientów prywatnych, jak i biznesowych, np. biura architektoniczne. Schodolaz posiada szereg praktycznych rozwiązań technologicznych, jak regulowane podnóżki i zagłówki, tylne koło podporowe, które pozwala na krótki odpoczynek operatora podczas obsługi urządzenia. Daje możliwość także dostosować tryb pracy, czyli wspinania po schodach. Gwarantuje więc ciekawe i komfortowe rozwiązania jego użytkowania, stawiając go w ścisłej czołówce schodolazów na rynku.

ZASTOWOWANIE SCHODOLAZÓW OSOBOWYCH ELEKTRYCZNYCH ([sprawdź więcej](#))





Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma firma ANTANO

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz gwarancję:: standardowa na 2 lata , 3 lata gwarancji (+ 2 000,00 zł), 4 lata gwarancji (+ 4 000,00 zł)

Filmy jak działa schodołaz

POLECAMY SCHODOŁAZY OSOBOWE

Schodolazy krzeselkowe kroczące



TOLLO 120 ELECTRIC

Schodolazy gąsienicowe



VIMEC T09 ROBY

Schodolazy gąsienicowe z rampami

4



JOLLY 150 MINI RAMPY

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Schodolaz jest przeznaczony do przewożenia niepełnosprawnych pasażerów po schodach. Umożliwia bezpieczne i bezproblemowe poruszanie się po schodach zarówno w budynkach, jak i na zewnątrz.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Schodolazu nie wolno używać gdy osoba obsługująca nie została przeszkolona/ poinstruowana o produkcie, nie ukończyła 16

lat oraz jeśli osoba niepełnoletnia, pow. 16 lat pozostaje bez nadzoru. Nie wolno używać schodołazu jeśli osoba obsługująca nie posiada zdolności fizycznych i umysłowych do bezpiecznego obsługiwanania urządzenia. Wyrób należy stosować wyłącznie w warunkach zgodnych ze specyfikacją techniczną.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Ryzyko związane z użytkowaniem tego przedmiotu jest ściśle powiązane z ryzykiem, jakie przewidziano w związku z zastosowaniem urządzenia, którego składnikiem, częścią jest ten produkt.

FAQ

- [**ZAKUP SCHODOŁAZU Z DOFINANSOWANIA Z PFRON**](#)
- [**JAKI SCHODOŁAZ NA STROME SCHODY?**](#)
- [**JAKI SCHODOŁAZ OSOBOWY DO WĄSKIEJ KLATKI SCHODOWEJ?**](#)
- [**JAKI JEST NAJLEPSZY SCHODOŁAZ?**](#)
- [**URZĄDZENIE DO POKONYWANIA SCHODÓW - SCHODOŁAZ OSOBOWY**](#)