

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/skladany-skuter-inwalidzki-venus-4-sport-vermeiren-p-104.html>

Składany skuter inwalidzki VENUS 4 SPORT Vermeiren



Cena brutto	6 990,00 zł
Cena netto	6 472,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	SKUTVEN4SVER
Kod producenta	SKUTVEN4SVER
Producent	Vermeiren
Wysokość:	90cm
Długość	104cm
Szerokość	55cm
Promień skrętu	247cm
Max kąt podjazdu	6°/10%
Silniki	270W
Udźwig	115kg
Waga urządzenia	55kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727
telefon II	 +48 697 301 691

Opis produktu

Składany skuter elektryczny dla osób niepełnosprawnych Venus 4 Sport

DOFINANSOWANIE AKTYWNY SAMORZĄD 2020r (od 1marca do 31sierpnia) - dofinansowanie maksymalnie 7500zł brutto wkład własny obniżony do 25% wartości sprzętu

Kompaktowy składany skuter dla niepełnosprawnych

OPIS:

Mały składany skuter do użytku wewnątrz pomieszczeń zamkniętych, w supermarketach dużych centrach handlowych ale również znakomicie spisujący się na **zewnątrz budynków**. Wszędzie tam gdzie jest w miarę równa nawierzchnia jezdna, np. w parkach miejskich. Ponieważ jego konstrukcja jest **lekka i dająca się w łatwy i szybki sposób składać** do mały rozmiarów można go **przewozić bez żadnych problemów** w bagażniku auta. stabilność, styl i wygoda, nadzwyczajna mobilność, wytrzymałość. Perfekcyjny w pomieszczeniach.

zalety :

- Wygodne siedzenie i oparcie,
- koszyk,
- obracany fotel,
- możliwość pchania,
- nachylana kolumna kierownicza,
- odchylane podłokietniki,
- łatwy w transporcie,
- ergonomiczny,
- kompaktowy.

Składany skuter dla niepełnosprawnych VENUS 4 SPORT firmy Vermeiren to innowacyjne i wygodne rozwiązanie dla osób starszych oraz niepełnosprawnych, poszukujących **kompaktowego skutera inwalidzkiego**. Ten skuter inwalidzki składany do auta łączy w sobie styl, funkcjonalność oraz łatwość obsługi, dzięki czemu idealnie nadaje się do użytku zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Składany skuter dla niepełnosprawnych VENUS 4 SPORT został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie użytkownika. Posiada wygodne siedzenie i oparcie, obracany fotel oraz odchylane podłokietniki, które zapewniają komfort podczas jazdy. Ponadto, jego lekka i składana konstrukcja umożliwia łatwe przechowywanie i transport w bagażniku samochodu, co czyni go idealnym **skuterem inwalidzkim składanym do auta**.

Skuter VENUS 4 SPORT jest również kompaktowym skuterem dla niepełnosprawnych, doskonale sprawdzającym się w supermarketach czy parkach miejskich, gdzie wymagana jest zwrotność i łatwość manewrowania. Dodatkowo, ergonomiczna kolumna kierownicza i możliwość pchania skutera ułatwiają jego obsługę nawet w najbardziej zatłoczonych przestrzeniach.

Ten składany skuter inwalidzki jest nie tylko praktyczny, ale również bezpieczny. Producent, firma Vermeiren, zastosował w nim najwyższej jakości materiały oraz systemy bezpieczeństwa, aby zapewnić użytkownikom pełną kontrolę i stabilność podczas jazdy.

Podsumowując, VENUS 4 SPORT od Vermeiren to **doskonały wybór dla osób niepełnosprawnych oraz starszych**, którzy cenią sobie niezależność, komfort i styl. Jego kompaktowe wymiary, składana konstrukcja oraz łatwość w obsłudze czynią go idealnym towarzyszem zarówno na codzienne wyjścia, jak i specjalne okazje.

Sprawdź: [Jak wybrać skuter inwalidzki?](#)



Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma VERMEIREN POLSKA SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

V-MAX - BATERIA - ZASIĘG: 6km/h - 20Ah - 18km

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Przeznaczeniem skutera jest zapewnienie mobilności w pozycji siedzącej osobom niepełnosprawnym ruchowo, których stan zdrowia umożliwia bezpieczne sterowanie skuterem z napędem elektrycznym.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Nie wolno używać na nierównym terenie lub na polach. Nie wolno używać produktu jeśli osoba obsługująca nie posiada zdolności fizycznych i umysłowych do bezpiecznego obsługiwanie urządzenia. Przeciwwskazania nie mogą być związane z jednym konkretnym obrazem klinicznym, zależą od indywidualnej oceny stanu zdrowia potencjalnego użytkownika. Wybór pomocy ortopedycznej odpowiedniej dla danego obrazu klinicznego musi być zawsze dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku z urządzenia, ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji i zniszczenia mienia, związanych z niewłaściwym przemieszczaniem się. Możliwe jest ryzyko uwięzienia luźnych części garderoby między ruchomymi elementami urządzenia.

POMOC

- [SKUTER CZY WÓZEK ELEKTRYCZNY INWALIDZKI DLA SENIORA?](#)
- [JAKI WYBRAĆ SKUTER DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH?](#)
- [SKUTERY INWALIDZKIE SKŁADANE DO SAMOCHODU](#)