

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/skuter-elektryczny-inwalidzki-carpo-2se-xd-wzmocniony-w-gory-vermeiren-p-227.html>



Skuter elektryczny inwalidzki CARPO 2SE XD (wzmocniony, w góry) - Vermeiren

Cena brutto	15 490,00 zł
Cena netto	14 342,59 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	SKUTCARPO2SEXDV
Kod producenta	SKUTCARPO2SEXDV
Producent	Vermeiren
Wysokość:	139cm
Długość	153,5cm
Szerokość	66cm
Promień skrętu	402cm
Max kąt podjazdu	6°/10%
Silniki	750W
Udźwig	150kg
Waga urządzenia	144kg

Prezentacja



ZAMÓW POKAZ

Finansowanie



(DO)FINANSOWANIE

Zastosowanie



ZASTOSOWANIE

telefon I



+48 663 221 727

telefon II



+48 697 301 691

Opis produktu

Skuter elektryczny dla osób niepełnosprawnych CARPO 2SE XD (wzmocniony, w góry) - Vermeiren

DOFINANSOWANIE AKTYWNY SAMORZĄD 2020r (od 1marca do 31sierpnia) - dofinansowanie maksymalnie 7500zł brutto wkład własny obniżony do 25% wartości sprzętu

						
1535	100	210	6° / 10%	660	1390	57 km
						
100 Ah	4020	480 - 555	150 kg	144 kg	750 W	13 km/h

CECHY:

1. **Nadzwyczajna sprawność w terenach górzystych** - dzięki zmodyfikowanemu układowi jezdnemu.
2. **Duże baterie 100Ah** - zapewniające zasięg do 57 km.
3. **Koszyk** - na drobne przedmioty.
4. **Kółka przeciw-wywrotne** - zwiększające stabilność.
5. **Zderzak** - chroniący przed uszkodzeniami.
6. **Szerokie koła** - zapewniające lepszą przyczepność.
7. **Obracany i przesuwany fotel** - dla większego komfortu.
8. **Nachylana kolumna kierownicza** - umożliwiającą lepszą adaptację do użytkownika.
9. **Odchylane podłokietniki** - dla łatwiejszego wsiadania i wysiadania.
10. **Lusterka wsteczne** - zwiększające bezpieczeństwo jazdy.

Skuter elektryczny inwalidzki w góry

Doskonali na wszelkiego rodzaju trudne tereny górskie, wzmocniony skuter elektryczny inwalidzki jest przystosowany do zapewnienia niezrównanej wygody i mobilności podczas jazdy po stromych zboczach i nierównych ścieżkach. Dzięki zastosowaniu wyższej technologii amortyzacji oraz silnych silników, pojazd ten oferuje płynną jazdę nawet na najtrudniejszych terenach.

Wzmocniony elektryczny skuter dla niepełnosprawnych

Elektryczny skuter dla osób niepełnosprawnych został zaprojektowany, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość i bezpieczeństwo na każdej powierzchni. Wzmocniona konstrukcja ramy oraz zwiększona odporność na warunki atmosferyczne czynią go doskonałym wyborem dla osób szukających niezawodnego środka transportu na zewnątrz. Funkcje takie jak oświetlenie LED i system hamowania zwiększają bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Carp0 2SE XD - wzmocniony skuter inwalidzki na długie dystanse

Model **Carp0 2SE XD** jest ucieleśnieniem trwałości i praktyczności. Zaprojektowany z myślą o **długich podróżach**, na których można przejechać długie dystanse bez potrzeby częstego zatrzymywania się. Potężna bateria w połączeniu z efektywnym zarządzaniem energią zapewnia długotrwałą i niezawodną jazdę.

Sprawdź: [Jak wybrać skuter inwalidzki?](#)

OSŁONA BREZENTOWA DO SKUTERA INWALIDZKIEGO (opcja dodatkowa płatna)



Kabina brezentowa do skutera dla seniora

Kabina brezentowa do skutera jest specjalnie zaprojektowanym dodatkiem, który ma na celu zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa seniorów podczas korzystania ze skutera inwalidzkiego. Dzięki wykorzystaniu wysokiej jakości brezentu, kabina skutecznie chroni przed deszczem, wiatrem oraz chłodem, umożliwiając aktywne i bezpieczne poruszanie się na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych. Konstrukcja kabiny została opracowana z myślą o łatwości montażu i demontażu, co pozwala użytkownikom na szybkie dostosowanie skutera do aktualnych potrzeb. Kabina jest wyposażona w przezroczyste elementy zwiększające widoczność, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa jazdy. Ergonomiczny design nie tylko poprawia funkcjonalność skutera, ale także nadaje mu estetyczny wygląd, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla seniorów ceniących sobie niezależność oraz aktywny tryb życia.

MOVO - ultralekka kabina do skutera inwalidzkiego

MOVO to innowacyjna, ultralekka kabina do skutera inwalidzkiego, która została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu użytkownikom maksymalnego komfortu i ochrony w trakcie jazdy. Wykorzystanie nowoczesnych, lekkich materiałów sprawia, że kabina jest łatwa w montażu oraz nie obciąża dodatkowo skutera, co jest kluczowe dla zachowania jego manewrowości i łatwości w prowadzeniu. MOVO wyróżnia się na rynku dzięki swojej innowacyjności, oferując nie tylko ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, ale także poprawiając estetykę pojazdu. Przezroczyste panele zapewniają doskonałą widoczność we wszystkich kierunkach, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo użytkownika. Kabina MOVO została zaprojektowana tak, aby pasować do większości modeli skuterów inwalidzkich, co czyni ją uniwersalnym rozwiązaniem dla osób poszukujących efektywnej ochrony bez kompromisu na mobilności. Jej lekka i trwała konstrukcja to wynik połączenia funkcjonalności z nowoczesnym designem, odpowiadającym na potrzeby użytkowników ceniących sobie niezależność i aktywny styl życia.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma VERMEIREN POLSKA SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

V-MAX - BATERIA - ZASIĘG: 13km/h - 100Ah - 57km
Kabina:: brak , jest (MOVO - Vermeiren) (+ 2 890,00 zł)
Uchwyt na chodzik: brak , jest (+ 349,00 zł)

Uchwyt na kule:: brak , jest (+ 349,00 zł)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Przeznaczeniem skutera jest zapewnienie mobilności w pozycji siedzącej osobom niepełnosprawnym ruchowo, których stan zdrowia umożliwia bezpieczne sterowanie skuterem z napędem elektrycznym.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Nie wolno używać na nierównym terenie lub na polach. Nie wolno używać produktu jeśli osoba obsługująca nie posiada zdolności fizycznych i umysłowych do bezpiecznego obsługiwanie urządzenia. Przeciwwskazania nie mogą być związane z jednym konkretnym obrazem klinicznym, zależą od indywidualnej oceny stanu zdrowia potencjalnego użytkownika. Wybór pomocy ortopedycznej odpowiedniej dla danego obrazu klinicznego musi być zawsze dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku z urządzenia, ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji i zniszczenia mienia, związanych z niewłaściwym przemieszczaniem się. Możliwe jest ryzyko uwięzienia luźnych części garderoby między ruchomymi elementami urządzenia.

POMOC

- [SKUTER CZY WÓZEK ELEKTRYCZNY INWALIDZKI DLA SENIORA?](#)
- [JAKI WYBRAĆ SKUTER DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH?](#)