

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/tylny-naped-do-wozka-dla-niepelnosprawnych-way-p-190.html>



Tylny napęd do wózka dla niepełnosprawnych WAY

Cena brutto	7 990,00 zł
Cena netto	7 398,15 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	VINWAY
Kod producenta	VINWAY
Producent	Vitea Care
V-MAX i ZASIĘG:	7,5km - 15km
Waga urządzenia	7kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727
telefon II	 +48 697 301 691
telefon III	 +48 729 888 698

Opis produktu

Tylny napęd do wózka inwalidzkiego WAY

DOFINANSOWANIE AKTYWNY SAMORZĄD 2020r (od 1marca do 31sierpnia) - dofinansowanie maksymalnie 7500zł brutto, wkład własny obniżony do 25% wartości sprzętu

Prędkość V-max	7,5km/h
Zasięg	15km
Średnica koła	10 cali
Moc silnika	400W

Pojemność baterii	24V/6,6 (lit.)
Waga urządzenia	7kg

* Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych.

- **Możliwość wyboru przystawki złącza do wózków z ramą stałą oraz składaną.**

Tradycyjne wózki inwalidzkie są obciążające dla użytkowników. Przede wszystkim wymagają dużej siły. Niekorzystnie wpływają na stawy barkowe. Osoby niepełnosprawne niechętnie pokonują nimi duże dystanse, ponieważ nierzadko nie mają na to wystarczająco wiele siły w rękach. Rozwiązaniem jest **napęd tylny do wózka dla niepełnosprawnych**. Jego zastosowanie eliminuje konieczność zakupu nowego i drogiego wózka elektrycznego.

Napęd tylny do wózka dla niepełnosprawnych - zalety

Możliwość szybkiego unowocześnienia manualnego wózka inwalidzkiego jest główną zaletą napędu. Jego zastosowanie jest bardzo szerokie, a jego instalacja nie przysparza użytkownikom żadnego problemu. Wózki elektryczne mają zwykle dużą wagę oraz tak samo pokaźne rozmiary. Czasem trudno jest się z nimi przemieszczać komunikacją czy nawet samolotami. Tradycyjne lekkie wózki sportowe można więc doposażyć, aby stały się tak samo funkcjonalne jak pojazdy elektryczne, a jednocześnie ograniczyły trudności transportowe. Napęd to możliwość korzystania z wszystkich wózków w sposób elektryczny. Można więc posiadać kilka pojazdów i tylko jeden napęd, który łatwo montuje się do każdego z nich. Co ważne, z napędu mogą korzystać osoby w każdym wieku, bo jest on uniwersalny, a jego obsługa jest wręcz banalnie prosta. **Tylny napęd do wózka dla niepełnosprawnych** zamykany jest na kluczyk, a więc posiada odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą.

Podstawowe cechy tylnej przystawki do wózka

Tylny napęd do wózka inwalidzkiego Way przystosowany jest do wózków z ramą składaną i stałą. Posiada bardzo małą wagę, bo zaledwie 7 kg. Po pełnym naładowaniu baterii oferuje zasięg do 15 km. To za sprawą wytrzymałego i mocnego silnika 400 W. Napęd zamontowany do wózka porusza się z prędkości do 7, 5 km/h. Warto mieć też na uwadze, że w przypadku użytkowania napędu elektrycznego, nic już nie ogranicza osób niepełnosprawnych. Mają gwarancję pełnej swobody poruszania się. Nawet jeśli napęd ulegnie rozładowaniu w trakcie pokonywania obranej drogi, to wciąż można go wyłączyć i dalszą jej część pokonać manualnie. Biorąc pod uwagę tak szerokie zastosowanie tego urządzenia, jego cena nie jest duża. Może być także użytkowany przez kilka osób, w sposób wymienny, a jego koszty dzielą się wówczas na liczbę użytkowników. Jest to więc rozwiązanie w pełni nowoczesne i należy się każdej osobie z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Daje szansę na bardziej komfortowe przemieszczanie i znacznie usprawnia codziennie funkcjonowanie.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma MDH SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja złącza:: wybierz , do wózków aktywnych , do wózków standardowych

RYZIKO

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym jest urządzeniem poprawiającym jakość życia, zaprojektowanym w celu zapewnienia mobilności.

PRZECIWWSKAZANIA:

Przeciwwskazania do pozycji siedzącej.

FAQ

- [**NAPĘDY ELEKTRYCZNE DO WÓZKÓW INWALIDZKICH**](#)
- [**WSPOMAGANIE DO WÓZKA INWALIDZKIEGO**](#)