

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/uzywany-podnosnik-pacjenta-eagle-620-z-podwieszka-150kg-udzwigu-p-106.html>



Używany podnośnik pacjenta Eagle 620 z podwieszką (150kg udźwigu)

Cena brutto	2 690,00 zł
Cena netto	2 490,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	UVERPOD620
Kod producenta	UVERPOD620
Producent	Vermeiren
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727

Opis produktu

Używany podnośnik pacjenta EAGLE 620 Vermeiren (udźwig do 150kg)

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NA PODNOŚNIK PACJENTA do 95% wartości sprzętu

Przed zakupem prosimy o telefon w celu ustalenia dostępności produktu

- **NOWE AKUMULATORY,**
- **PRZESERWISOWANY.**

Tu kupisz >>> [Nowy podnośnik pacjenta Eagle 620 Vermeiren](#)

Podnośniki do łatwego transportu i podnoszenia pacjentów. model 620 przeznaczony dla pacjentów o wadze do 150 kg . Podnośniki działają automatycznie na pilota , wyposażone w wysokiej jakości siłowniki LINAK gwarantują płynne i bezproblemowe działanie

Nasze podnośniki wyposażyliśmy w siłowniki oraz cały system sterujący firmy LINAK model.



1. Konstrukcja umożliwia łatwe i szybkie składanie do transportu bez używania jakichkolwiek narzędzi.
2. Modele wyposażone w kółka z blokadą .
3. Rama jezdna jest ruchoma i umożliwia płynną regulację rozstawu dla osiągnięcia maksymalnej stabilności.
4. Podnośniki wyposażone w przycisk awaryjny.
5. Zawieszka z zagłówkiem wykonana z trwałego materiału przepuszczającego wodę - szybkoschnący.
6. Konstrukcja podnośników umożliwia podnoszenie pacjentów z łóżka, z wózka.

Trzy rodzaje nosideł (do wyboru jedno):

- REGULAR(universalne do zastosowania u większości pacjentów),
- COMFORT(z zagłówkiem),
- HYGIENIC(do stosowania w toalecie)

Nosidła mogą być wykonane z dwóch rodzajów materiałów: poliestru (PE)- szara, siatki poliestrowej (NET.-niebieska).

Sprawdź: [**Jak działa i jak wybrać podnośnik dla osób niepełnosprawnych?**](#)

Comfort

	A	B	C	D	E
S	70	36	40	25	29
M	78	40	45	30	39
L	84	45	50	36	41
XL	91	51	56	44	42

Regular

	A	B	C	D
S	70	36	40	25
M	78	40	45	30
L	84	45	50	36
XL	91	51	56	44

Hygienic

	A	B	C	D
S	70	24	50	24
M	78	25	60	30
L	84	26	70	36
XL	91	27	82	44

Dane techniczne podnośników:

620

Najniższa pozycja ramienia	728 mm
Najwyższa pozycja ramienia	1740 mm
Długość podstawy	1115 mm
Minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy	463 mm
Maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy	833 mm
Wysokość podstawy	111 mm
Waga całkowita	37 kg
Maksymalne obciążenie	150 kg
Ilość operacji	~ 40 podniesień na ładowanie

625

Najniższa pozycja ramienia	766 mm
Najwyższa pozycja ramienia	1840 mm
Długość podstawy	1290 mm
Minimalny dystans pomiędzy nogami podstawy	680 mm
Maksymalny dystans pomiędzy nogami podstawy	1225 mm
Wysokość podstawy	111 mm
Waga całkowita	42 kg
Maksymalne obciążenie	175 kg
Ilość operacji	~ 40 podniesień na ładowanie

Zastosowanie podnośnika pacjenta Vermeiren Eagle:

Podnośnik pacjenta dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano z myślą o przenoszeniu pacjenta. Podnośnik transportowo-kąpielowy jest zaprojektowany do transportu jednej osoby. Podnośnik Vermeiren Eagle dostosowany do użytku wewnątrz pomieszczeń. Pacjenta na podnośniku powinien podnosić opiekun.

Wyposażenie podnośnika pacjenta pozwala na zastosowanie go w budynkach w przypadku pacjentów dotkniętych przykładowo:

- paraliżu;
- utraty kończyn (amputacji nóg);
- uszkodzenia / deformacji kończyn;
- sztywnych lub uszkodzonych stawów;
- niewydolnością pracy serca i układu krążenia;
- osoby starsze.

W celu dostosowania produktu do indywidualnych wymagań, należy uwzględnić następujące warunki:

- rozmiary i masa ciała (maks. 150 kg dla Eagle 620 i **175 kg dla Eagle 625**)
- stan fizyczny i psychiczny;
- warunki mieszkaniowe;
- otoczenie.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz dostawę: - odbiór osobisty Skierniewice Ożł , - wybierz , - wysyłka paletowa (cała Polska) (+ 200,00 zł) , - dofinansowanie, dostawa, montaż, szkolenie (+ 500,00 zł)

Rodzaj podwieszki: - comfort (z zagłówkiem) , - regular (uniwersalna) , - higienic (toaletowa)

Materiał: - poliester (PE - szara) , - siatka (NET - niebieska)

Rozmiar: - M (mała) , - L (średnia) , - XL (duża)

Pytania klientów

- Film jak rozłożyć/złożyć podnośnik transportowy rehabilitacyjny?

- Czy jest możliwość dofinansowania zakupu podnośnika osobowego?

Możemy uzyskać dofinansowanie do 95% wartości sprzętu. Wystarczy złożyć wniosek o likwidację barier architektonicznych w swoim PCPR lub MOPS.

- Czy podnośnik podjedzie pod łóżko lub wannę?

Podnośnik musi wjechać pod łóżko lub pod wannę. Z tego względu potrzebuje on, aby była przestrzeń około 12cm pod łóżkiem lub wanną. Nie będzie problemu z wjechaniem podnośnikiem pacjenta pod standardowe łóżko rehabilitacyjne. Co do wanny nie może być ona zabudowana.

- Wysokie progi?

Wysokie progi w domu uniemożliwiają korzystanie z podnośnika pacjenta. Przejazd przez nie mógłby być niebezpieczny dla osoby transportowanej na podnośniku.

- Ile wytrzyma bateria w podnośniku?

Bateria w podnośniku w zależności od jej użytkowania i konserwacji wytrzyma od 3 do 6 lat pracy. Co do ilości cykli podniesienia i opuszczenia na jednym pełnym naładowaniu baterii jest to około 40.

- Gdzie przyda nam się podnośnik?

Podnośnik możemy wykorzystać przy transporcie pacjenta np.: z łóżka do wanny. Możemy również przenosić pacjenta z łóżka na wózek czy z łóżka na podłogę.

- Jaka jest maksymalna waga osoby transportowanej?

Posiadamy podnośniki transportowo-kąpielowe o dwóch udźwigach:

- [Eagle 620 - 150kg udźwigu](#)
- [Eagle 625 - 175kg udźwigu](#)