

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/wozek-specjalny-pielęgnacyjny-coraille-xxl-150kg-udźwigu-vermeiren-p-205.html>



Wózek specjalny pielęgnacyjny CORAILLE XXL (150kg udźwigu) Vermeiren

Cena brutto	3 990,00 zł
Cena netto	3 694,44 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	21 dni
Numer katalogowy	WOZSPECORXXLIVER
Kod producenta	WOZSPECORXXLIVER
Producent	Vermeiren
Udźwig	150kg
Waga urządzenia	39kg

Opis produktu

Wózek pielęgnacyjny CORAILLE XXL z kołami Vermeiren

Kolor tapicerki



Kolor ramy



*Opcje oraz charakterystyki mogą się różnić w zależności od kraju. Zastrzeżenie zmian technicznych.



150



800



1150



1280 - 1305 - 1330



550



510



570 - 595 - 620



0° - 40°



46



230



750

Wózek specjalistyczny dla osób otyłych polecany jest pacjentom leżącym, z nadwagą. Mogą to być osoby starsze, seniorzy, ale także ci, którzy odbywają rehabilitację. Został on skonstruowany dla niepełnosprawnych potrzebujących specjalistycznej opieki.

Wózek pomocniczy Coraille XXL - zalety

Wózek pielęgnacyjny dla osób bardzo ciężkich to bardzo komfortowy sprzęt rehabilitacyjny i pomocniczy. Posiada szereg innowacji, które zostały skonstruowane przez znaną i bardzo cenioną markę Vermeiren. Słynie przede wszystkim z bezawaryjności oraz nieskomplikowanej obsługi. Posiada szereg regulowanych elementów, które działają płynnie i bez zarzutu. Tego rodzaju regulacje oparte są o doskonałej jakości siłowniki hydrauliczne. Pełen komfort użytkownika gwarantuje wygodna i miękka tapicerka, która dostępna jest w kilku rodzajach i szerokiej gamie kolorystycznej. Warto wspomnieć, że istnieje też wybór pomiędzy różnymi grubościami poduszki, zgodnie z indywidualnymi preferencjami pacjenta.

Wózek specjalistyczny dla osób otyłych - dlaczego warto?

Wózek specjalny bariatryczny Coraille XXL dostępny jest w standardowej opcji wyposażenia, która i tak jest bardzo bogata. Użytkownik może liczyć na czteropunktowe pasy oraz zagłówek. Te rozwiązania pozwalają na pełną stabilizację pacjenta oraz jego bezpieczeństwo. Wózek pomocniczy Coraille XXL jest polecany głównie dla osób wiotkich, leżących, które wymagają ustawienia różnej wysokości siedziska czy regulacji kąta nachylenia oparcia, zagłówek bądź podnóżków.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wersja:: manualna

Wybierz dostawę:: - odbiór osobisty Skierniewice 0zł , - wysyłka paletowa (cała Polska) (+ 149,00 zł)

Kolor ramy:: wybierz , brązowy (C60) , czarny (C75) , szary (C29)

Kolor tapicerki:: wybierz , łososiowy - mat. Soft , szary - mat. Soft , śliwkowy - mat. Soft , zielony - mat. Soft , brązowy - skaj+alkal , czarny - skaj+alkal

Podnóżki:: wybierz , jedna płyta , dwie płyty

Szer. siedziska:: wybierz , 55cm (XL) , 65cm (XL)

Wys. poduszki:: wybierz , 10cm , 6cm , 8cm

Gł. siedziska:: wybierz , 44cm , 46cm , 48cm

Stolik terapeutyczny:: jest (AL12)

Uchwyt na kroplówkę:: brak , jest (AL52) (+ 299,00 zł)

Miednica - pasy:: brak , pas stab. mied. dwupunktowy (U76) (+ 149,00 zł) , pas stab. mied. czteropunktowy (U75) (+ 169,00 zł) , pas odwodzący (U01) (+ 299,00 zł)

Tułów - pasy:: brak , kamizelka stab. tułów z zamkiem (U73) (+ 299,00 zł) , kamizelka stab. tułów bez zamka (U74) (+ 249,00 zł) , pasy stab. tułów (U79) (+ 229,00 zł) , szeroki pas stab. tułów (U80) (+ 199,00 zł)

Kamizelki - pasy:: brak , kamizelka stab. tułów z zamkiem (U173) (+ 249,00 zł) , kamizelka stab. tułów bez zamka (U174) (+ 249,00 zł) , kamizelka stab. tułów z ujęciem krocza (U174P) (+ 249,00 zł) , pas brzuszny (U180) (+ 199,00 zł) , pas brzuszny z ujęciem krocza (U180P) (+ 349,00 zł) , pasy udowe odwodzące (U08) (+ 199,00 zł) , pasy stab. nadgarstki (U96) (+ 149,00 zł)

OPCJE DODATKOWE




B06 - Podnóżki dwupłytkowe .




BK6 - podnózek z jedną płytą - standard.



B12 Stolik terapeutyczny drewniany - standard.



378 Stolik „przyjaciel”.



U76 Neo Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy ,



U74 Neo - Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka



U73 Neo - Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem ,



U79 Neo - Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów ,



U80 Neo Szeroki pas stabilizujące tułów,



Vicair LIBERTY poduszka przeciwdoleżynowa




Vicair




Vicair - Vector O2 - Poduszka pneumatyczna




Vicair – Adjuster O2 - Poduszka pneumatyczna 5 komorowa.




B52 Uchwyt na kroplówkę.



Altitude E - Wersja z automatyczną regulacją pochylenia na pilota.



U76 Neo Pas stabilizujący miednicę dwupunktowy ,



U75 Neo Pas stabilizujący miednicę czteropunktowy



U01 Neo Pas odwodzący ,



B22 Klin.




U73 Neo Kamizelka stabilizująca tułów z zamkiem ,



U74 Neo Kamizelka stabilizująca tułów bez zamka ,



U79 Neo Pasy czteropunktowe stabilizujące tułów ,



U78 Neo Pasy stabilizujące tułów ,



U78 Neo Pasy stabilizujące tułów zamocowane na krzyż ,



U80 Neo Szeroki pas stabilizujący tułów,

RYZYO

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Wózki specjalne pielęgnacyjne są przeznaczone dla osób z ograniczeniami ruchowymi, które mają problemy z chodzeniem, stanem lub siedzeniem bez stabilnego podparcia. Stosowane są przez osoby, które ze względu na swoją niepełnosprawność nie mogą wykonywać codziennych czynności higienicznych w zwykłych kabinach prysznicowych, wannach i które nie są w stanie korzystać ze zwykłych toalet, nawet po ich modyfikacji. Wózki inwalidzkie specjalne są przeznaczone do przemieszczania pacjenta do i z łazienki w pozycji siedzącej samodzielnie lub z pomocą osoby towarzyszącej oraz do umożliwienia wykonywania czynności higienicznych, takich jak mycie ciała lub defekacja.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Wózek pielęgnacyjny nie powinien być używany przez osoby, które nie potrafią utrzymać stabilnej pozycji siedzącej. Przeciwwskazania nie mogą być powiązane z jednym konkretnym obrazem klinicznym i zależą od indywidualnej oceny stanu zdrowia potencjalnego użytkownika. Wybór pomocy ortopedycznej odpowiedniej dla danego obrazu klinicznego musi być zawsze dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku, ryzyko przycięcia części ciała w czasie korzystania z produktu oraz ryzyko kolizji np. ze ścianą, związanej z przemieszczaniem wózka.