

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/chusta-kapielowa-basic-do-podnosnika-pacjenta-bez-podparcia-glowy-p-256.html>




Chusta Kąpielowa BASIC do podnośnika pacjenta (bez podparcia głowy)

Cena brutto	749,00 zł
Cena netto	693,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	PODKUNIBASICBWINN
Kod producenta	PODKUNIBASICBWINN
Producent	Winnicare
Kod Win:	009-0981(R)
Typ nosidła:	pełne
Materiał	siatka (kąpielowa)
Zastosowanie wieszaki	2, 3 i 4-punktowe
Udźwig	XS do L - 275kg, XL i XXL - 400kg
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
Temp prania	85°C
telefon I	 +48 729 888 698
telefon II	 +48 663 221 727

Opis produktu



Tabela rozmiarów **podwieszek**



Podwieszki All Universal
bez podparcia głowy,
także z podparciem głowy:
toaletowa i niska

XXS**XS****S****M****L****XL****XXL**

Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
X (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	50 cm	55 cm	66 cm	75 cm	75 cm	75 cm

Podwieszki All Universal
z podparciem głowy (PG)

Y (obwód bioder)	-	37 cm	42 cm	48 cm	52 cm	68 cm	78 cm
Z (odległość od szyi do dolnej części pleców)	-	75 cm	80 cm	91 cm	100 cm	100 cm	100 cm


Podwieszki pionizacyjne

Obwód talii	-	62 – 80 cm	66 – 90 cm	80 – 100 cm	100 – 126 cm	110 – 132 cm	120 – 140 cm
--------------------	---	------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Podwieszki do chodzenia

Obwód talii	62 – 75 cm	76 – 84 cm	85 – 92 cm	93 – 105 cm	106 – 114 cm	116 – 130 cm	-
--------------------	------------	------------	------------	-------------	--------------	--------------	---

Typ materiału. Wszystkie podwieszki zrobione są z poliestru.



Poliester

Bardzo wytrzymały
i łatwy do czyszczenia



Siatka poliestrowa

Stworzona specjalnie
do kąpeli

 Tabela modeli podwieszek.

Kategoria	Nazwa	Poliester bez podparcia głowy	Poliester z podparciem głowy	Poliester - siatka bez podparcia głowy	Poliester - siatka z podparciem głowy
Podwieszka pełna	Universal Dla amputantów	●	●	○	○
Podwieszka pełna	Universal Basic	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Comfort	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Hammock	○	○	●	●
Podwieszka pełna	UniversalHammock Toaletowa	○	○	●	●
Podwieszka półpełna	Low Back - Niska	●	○	●	○
Podwieszka półpełna	Toaletowa	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna z 2-pasami	●	○	○	○
Podwieszka do chodzenia	Do chodzenia	●	○	○	○

**Nosidło Kąpielowe BASIC
bez podparcia pod głowę do
podnośnika dla
niepełnosprawnych -
Winncare**

ZASTOSOWANIE:

1. Dedykowana dla osób z dobrą kontrolą nad utrzymaniem głowy, nie wymagających dodatkowego wsparcia w tej okolicy podczas kąpieli.
2. Zapewnia wsparcie dla górnej części ciała oraz wokół ud, co



- znacząco podnosi komfort i bezpieczeństwo użytkownika w trakcie kąpieli.
3. Ułatwia transfer z pozycji siedzącej do leżącej i odwrotnie, co jest szczególnie przydatne przy przygotowywaniu do kąpieli lub po jej zakończeniu.
 4. Idealna dla osób z ograniczoną stabilnością tułowia, wymagających solidnego wsparcia podczas mycia.
 5. Wykonana z materiału poliestrowej siatki, która jest szybkoschnąca i przystosowana do użytku w wodzie, co zapewnia higienę i wygodę podczas kąpieli.
 6. Umożliwia bezpieczne i efektywne przemieszczanie osób niepełnosprawnych w środowisku wodnym, minimalizując ryzyko urazów

	zarówno dla użytko- wnika, jak i opiekuna.
--	---

Pełna uniwersalna chusta kąpielowa

Chusta Kąpielowa BASIC od WinnCare to niezastąpione rozwiązanie dla seniorów, osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, ułatwiające proces kąpieli. Wykonana z wysokiej jakości siatki poliestrowej, chusta jest przystosowana do użytku w wodzie, szybko schnąca, co gwarantuje higienę i komfort użytkowania. Dzięki swojej uniwersalności, chusta zapewnia wsparcie dla górnej części ciała oraz wokół ud, znacząco podnosząc poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkownika podczas kąpieli.

Produkt jest dostępny w rozmiarach od XS do XXL, z udźwigniem odpowiednio do 275 kg dla mniejszych rozmiarów i do 400 kg dla większych, co świadczy o jego solidności i możliwości dostosowania do różnych potrzeb użytkowników. Chusta jest kompatybilna z wieszakami 2, 3 i 4-punktowymi, co umożliwia jej użytkowanie z większością podnośników rehabilitacyjnych dostępnych na rynku. Jest to idealne rozwiązanie nie tylko do użytku domowego, ale także w placówkach medycznych i Domach Pomocy Społecznej, gdzie bezpieczeństwo i higiena są priorytetem.

Jak wsadzić osobę niepełnosprawną do wanny?

Podnośniki osobowe pacjenta, znane również jako podnośniki inwalidzkie, stanowią kluczowy element wyposażenia w procesie transferu osób niepełnosprawnych do wanny. Chusta Kąpielowa BASIC WinnCare zaprojektowana została specjalnie z myślą o ułatwieniu tego procesu. Dzięki jej zastosowaniu, transfer z pozycji siedzącej do leżącej i odwrotnie staje się prosty i bezpieczny, co jest szczególnie ważne przy przygotowywaniu do kąpieli lub po jej zakończeniu.

Wykorzystanie podwieszki kąpielowej BASIC minimalizuje ryzyko urazów zarówno dla użytkownika, jak i opiekuna, zapewniając solidne wsparcie dla osób z ograniczoną stabilnością tułowia. Materiał, z którego wykonana jest chusta, gwarantuje, że będzie ona szybko schnąć po kąpieli, co dodatkowo ułatwia utrzymanie higieny i komfortu użytkowania.

Produkt ten jest wyrazem zrozumienia potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, oferując im możliwość bezpiecznej i komfortowej kąpieli. Dzięki dwuletniej gwarancji, użytkownicy mogą mieć pewność, że chusta Kąpielowa BASIC jest inwestycją w jakość i bezpieczeństwo. Bez względu na to, czy chusta będzie używana w domu, czy w profesjonalnych placówkach medycznych, jej funkcjonalność i trwałość czynią ją niezastąpionym narzędziem w codziennej opiece nad osobami wymagającymi wsparcia.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma WINNCARE POLSKA SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość nosidła: - wybierz , - "S" , - "M" , - "L" , - "XL" , - "XXL"