

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/chusta-kapielowa-hammock-do-podnosnika-pacjenta-bez-podparcia-glowy-p-250.html>




# Chusta Kąpielowa HAMMOCK do podnośnika pacjenta (bez podparcia głowy)

|                       |                                                                                                       |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto           | 749,00 zł                                                                                             |
| Cena netto            | 693,52 zł                                                                                             |
| Dostępność            | Dostępny                                                                                              |
| Czas wysyłki          | 10 dni                                                                                                |
| Numer katalogowy      | PODHAMBWINN                                                                                           |
| Kod producenta        | PODHAMBWINN                                                                                           |
| Producent             | Winncare                                                                                              |
| Kod Win:              | 009-0967(R)                                                                                           |
| Typ nosidła:          | pełne                                                                                                 |
| Materiał              | Siatka (kąpielowa)                                                                                    |
| Udźwig                | XS do L - 275kg, XL i XXL - 400kg                                                                     |
| Zastosowanie wieszaki | 2, 3 i 4-punktowe                                                                                     |
| Zastosowanie          |  ZASTOSOWANIE    |
| Temp prania           | 85°C                                                                                                  |
| telefon I             |  +48 729 888 698 |
| telefon II            |  +48 663 221 727 |

## Opis produktu



## Tabela rozmiarów **podwieszek**



Podwieszki All Universal  
bez podparcia głowy,  
także z podparciem głowy:  
toaletowa i niska

**XXS****XS****S****M****L****XL****XXL**

|                                                         |   |       |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Y</b> (obwód bioder)                                 | - | 37 cm | 42 cm | 48 cm | 52 cm | 68 cm | 78 cm |
| <b>X</b> (odległość od szyi<br>do dolnej części pleców) | - | 50 cm | 55 cm | 66 cm | 75 cm | 75 cm | 75 cm |

Podwieszki All Universal  
z podparciem głowy (PG)

|                                                         |   |       |       |       |        |        |        |
|---------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| <b>Y</b> (obwód bioder)                                 | - | 37 cm | 42 cm | 48 cm | 52 cm  | 68 cm  | 78 cm  |
| <b>Z</b> (odległość od szyi<br>do dolnej części pleców) | - | 75 cm | 80 cm | 91 cm | 100 cm | 100 cm | 100 cm |


Podwieszki pionizacyjne

|                    |   |            |            |             |              |              |              |
|--------------------|---|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Obwód talii</b> | - | 62 – 80 cm | 66 – 90 cm | 80 – 100 cm | 100 – 126 cm | 110 – 132 cm | 120 – 140 cm |
|--------------------|---|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|

Podwieszki do chodzenia

|                    |            |            |            |             |              |              |   |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|---|
| <b>Obwód talii</b> | 62 – 75 cm | 76 – 84 cm | 85 – 92 cm | 93 – 105 cm | 106 – 114 cm | 116 – 130 cm | - |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|---|

**Typ materiału.** Wszystkie podwieszki zrobione są z poliestru.



### **Poliester**

Bardzo wytrzymały  
i łatwy do czyszczenia



### **Siatka poliestrowa**

Stworzona specjalnie  
do kąpeli

 Tabela modeli podwieszek.

| Kategoria                | Nazwa                      | Poliester bez podparcia głowy | Poliester z podparciem głowy | Poliester - siatka bez podparcia głowy | Poliester - siatka z podparciem głowy |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Podwieszka pełna         | Universal Dla amputantów   | ●                             | ●                            | ○                                      | ○                                     |
| Podwieszka pełna         | Universal Basic            | ●                             | ●                            | ●                                      | ●                                     |
| Podwieszka pełna         | Universal Comfort          | ●                             | ●                            | ●                                      | ●                                     |
| Podwieszka pełna         | Universal Hammock          | ○                             | ○                            | ●                                      | ●                                     |
| Podwieszka pełna         | UniversalHammock Toaletowa | ○                             | ○                            | ●                                      | ●                                     |
| Podwieszka półpełna      | Low Back - Niska           | ●                             | ○                            | ●                                      | ○                                     |
| Podwieszka półpełna      | Toaletowa                  | ●                             | ○                            | ○                                      | ○                                     |
| Podwieszka do pionizacji | Pionizacyjna               | ●                             | ○                            | ○                                      | ○                                     |
| Podwieszka do pionizacji | Pionizacyjna z 2-pasami    | ●                             | ○                            | ○                                      | ○                                     |
| Podwieszka do chodzenia  | Do chodzenia               | ●                             | ○                            | ○                                      | ○                                     |

**Nosidło Kąpielowe  
HAMMOCK bez podparcia  
pod głowę do podnośnika  
dla niepełnosprawnych -  
Winncare**

**ZASTOSOWANIE:**

Chusta kąpielowa Hammock jest zaprojektowana dla osób posiadających zdolność samodzielnego utrzymania głowy, nie wymagających dodatkowego wsparcia w tej okolicy.

Zapewnia wszechstronne wsparcie dla całego ciała, co przekłada się na wysoki poziom komfortu i bezpieczeństwa dla użytkownika.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Jest szczególnie przydatna dla osób o ograniczonej aktywności fizycznej, spędzających większość czasu w pozycji siedzącej.</p> <p>Umożliwia bezpieczne i wygodne przemieszczanie pacjenta z pozycji leżącej do pozycji siedzącej lub stojącej.</p> <p>Wykonana z materiału poliestrowego o strukturze siatkowej, co gwarantuje szybkie schnięcie i sprawia, że jest idealna do użytku podczas kąpieli.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Nosidło do kąpieli pacjenta

Podwieszka kąpielowa HAMMOCK marki Winnicare to innowacyjne rozwiązanie, które zostało zaprojektowane z myślą o zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa osobom starszym, niepełnosprawnym oraz ich opiekunom podczas codziennej higieny. Chusta kąpielowa HAMMOCK jest idealnym wyborem dla osób, które posiadają zdolność samodzielnego utrzymania głowy, ale ze względu na brak aktywności fizycznej czy długotrwałe pozostawanie w pozycji leżącej lub siedzącej, potrzebują wszechstronnego wsparcia dla reszty ciała. Wykonana z wysokiej jakości materiału poliestrowego o strukturze siatkowej, nosidło jest nie tylko trwałe, ale również szybko schnie, co czyni je idealnym do użytku w środowisku wodnym.

Dostępność w rozmiarach od XS do XXL oraz udźwieg do 400 kg w przypadku dwóch największych modeli gwarantuje, że każdy użytkownik znajdzie odpowiednią opcję dla siebie. Dzięki możliwości zawieszenia na wieszakach 2, 3 i 4-punktowych, nosidło zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas przenoszenia pacjenta. Jest to rozwiązanie, które znajdzie zastosowanie zarówno w domach prywatnych, jak i w Domach Pomocy Społecznej czy innych placówkach medycznych. Warto również zaznaczyć, że nosidło posiada 2-letnią gwarancję, co świadczy o zaufaniu producenta do jakości swojego wyrobu.

## Jak przenieść osobę niepełnosprawną do wanny?

Przeniesienie osoby niepełnosprawnej do wanny może wydawać się trudnym zadaniem, jednak dzięki nosidłu kąpielowemu HAMMOCK Winnicare proces ten staje się bezpieczny i stosunkowo prosty. Pierwszym krokiem jest odpowiednie przygotowanie nosidła i podnośnika, na którym zostanie zamocowane. Należy upewnić się, że chusta jest prawidłowo rozłożona i zabezpieczona, a pacjent znajduje się w komfortowej pozycji. Następnie, za pomocą podnośnika, pacjent powoli zostaje przeniesiony nad wannę i delikatnie opuszczany do wody. Ważne jest, aby cały proces odbywał się pod stałym nadzorem opiekuna, który zadba o to, by przenoszenie było płynne i nie powodowało dodatkowego stresu dla osoby starszej czy niepełnosprawnej.

Nosidło pełne HAMMOCK Winnicare, dzięki swojej konstrukcji, umożliwia łatwe dostosowanie pozycji pacjenta, zapewniając mu wygodę i bezpieczeństwo podczas kąpieli. Użycie tego typu nosidła znacząco ułatwia codzienne procedury higieniczne, zmniejszając znacznie obciążenie dla opiekunów i poprawiając jakość życia osób niepełnosprawnych. To, co wyróżnia nosidło HAMMOCK Winnicare, to nie tylko jego funkcjonalność, ale także możliwość łatwego czyszczenia i dezynfekcji, co jest kluczowe w utrzymaniu higieny i zdrowia użytkowników.

---

**Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma WINNCARE POLSKA SP.ZO.O.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Wielkość nosidła:** - wybierz , - "S" , - "M" , - "L" , - "XL" , - "XXL"