

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/chusta-niskie-plecy-low-back-do-podnosnika-pacjenta-bez-podparcia-glowy-p-248.html>



Chusta Niskie Plecy (LOW BACK) do podnośnika pacjenta (bez podparcia głowy)

Cena brutto	749,00 zł
Cena netto	693,52 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	10 dni
Numer katalogowy	PODLOWBACKWINN
Kod producenta	PODLOWBACKWINN
Producent	Winnicare
Kod Win:	009-0963(R)
Typ nosidła:	półpełne
Zastosowanie wieszaki	2, 3 i 4-punktowe
Udźwig	XS do L - 275kg, XL i XXL - 400kg
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
Temp prania	85°C
telefon I	 +48 729 888 698
telefon II	 +48 663 221 727

Opis produktu

 Tabela modeli podwieszek.

Kategoria	Nazwa	Poliester bez podparcia głowy	Poliester z podparciem głowy	Poliester - siatka bez podparcia głowy	Poliester - siatka z podparciem głowy
Podwieszka pełna	Universal Dla amputantów	●	●	○	○
Podwieszka pełna	Universal Basic	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Comfort	●	●	●	●
Podwieszka pełna	Universal Hammock	○	○	●	●
Podwieszka pełna	UniversalHammock Toaletowa	○	○	●	●
Podwieszka półpełna	Low Back - Niska	●	○	●	○
Podwieszka półpełna	Toaletowa	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna	●	○	○	○
Podwieszka do pionizacji	Pionizacyjna z 2-pasami	●	○	○	○
Podwieszka do chodzenia	Do chodzenia	●	○	○	○

**Nosidło Niskie Plecy LOW
BACK bez podparcia głowy
do podnośnika dla
niepełnosprawnych**

**ZASTOSOWANI
E:**

**Wsparcie dla
dolnej części
pleców:**

Podwieszka została zaprojektowana tak, aby oferować wsparcie dla dolnej części pleców użytkownika, rozpoczynając się od okolic miednicy, a kończąc na dolnej części łopatek.

**Podparcie pod
udami:** Zapewnia komfortowe podparcie pod udem, co jest kluczowe podczas



przemieszczania osoby z ograniczoną mobilnością.

Ułatwienie transferu:

Umożliwia bezpieczne i wygodne przemieszczanie pacjenta z pozycji siedzącej lub półsiedzącej, co jest szczególnie przydatne w przypadku osób wymagających częstej zmiany pozycji.

Brak podparcia dla głowy:

Projekt bez wsparcia dla głowy pozwala na stosowanie podwieszki u pacjentów, którzy zachowali kontrolę nad mięśniami szyi i głowy oraz są w stanie samodzielnie utrzymać głowę w odpowiedniej pozycji.

Zastosowanie w opiece długoterminowej:

Idealne rozwiązanie dla środowisk opieki długoterminowej, gdzie konieczne jest częste przemieszczanie pacjentów, a jednocześnie zachowanie ich komfortu i bezpieczeństwa.

Nosidło półpełne do podnośnika rehabilitacyjnego

Chusta Winncare niskie plecy LOW BACK, bez podparcia głowy, to innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o ułatwieniu transferu osób niepełnosprawnych i starszych, wymagających wsparcia w codziennych czynnościach. Jest to idealne narzędzie dla domów opieki, DPS-ów oraz placówek medycznych, gdzie konieczne jest częste przemieszczanie pacjentów, zapewniając przy tym maksymalny komfort i bezpieczeństwo.

Nosidło to oferuje wsparcie dla dolnej części pleców, rozpoczynając od okolic miednicy, a kończąc na dolnej części łopatek. Dodatkowo, zapewnia podparcie pod udami, co jest kluczowe dla zapewnienia komfortu podczas przemieszczania. Chusta bez wsparcia dla głowy pozwala na jego stosowanie u pacjentów, którzy zachowali kontrolę nad mięśniami szyi i głowy oraz są w stanie samodzielnie utrzymać głowę w odpowiedniej pozycji.

Chusta do podnośnika ułatwiająca transfer osoby niepełnosprawnej

Podwieszka WinnCare niskie plecy LOW BACK to niezbędny element wyposażenia, który znacznie ułatwia transfer osoby niepełnosprawnej czy starszej. Jest to rozwiązanie, które pozwala na bezpieczne i wygodne przemieszczanie pacjenta z pozycji siedzącej lub półsiedzącej, co jest szczególnie przydatne w przypadku osób wymagających częstej zmiany pozycji.

Produkt został zaprojektowany tak, aby pasować do podnośników rehabilitacyjnych wyposażonych w wieszaki 2, 3, i 4-punktowe, co czyni go kompatybilnym z większością dostępnych na rynku urządzeń. Stanowi idealne rozwiązanie zarówno do użytku domowego, jak i w profesjonalnych placówkach opiekuńczych oraz medycznych, gdzie priorytetem jest opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi.

Dzięki swojej konstrukcji, chusta zapewnia nie tylko bezpieczeństwo, ale także wygodę dla użytkownika, minimalizując ryzyko urazów podczas transferu. Jest to szczególnie ważne w środowiskach opieki długoterminowej, gdzie zachowanie mobilności pacjentów przy jednoczesnym zapewnieniu im maksymalnego komfortu jest kluczowym aspektem opieki.

Podsumowując, nosidło LOW BACK jest nieocenionym pomocnikiem w codziennej opiece nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi. Jego zastosowanie znacząco ułatwia wykonywanie transferów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort zarówno dla pacjenta, jak i opiekuna. To rozwiązania, które powinny znaleźć się w każdym domu czy placówce, gdzie priorytetem jest opieka i wsparcie osób wymagających pomocy w codziennym funkcjonowaniu.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma WINNCARE POLSKA SP.ZO.O.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wielkość nosidła: - wybierz , - "S" , - "M" , - "L" , - "XL" , - "XXL"

Typ materiału: - wybierz , - poliester , - siatka (kąpielowa)