

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/etac-raiser-pro-platforma-do-transferu-pacjenta-p-127.html>



Etac Raiser Pro - platforma do transferu pacjenta

Cena brutto	2 689,00 zł
Cena netto	2 489,81 zł
Dostępność	Dostępność - 14 dni roboczych
Czas wysyłki	5 dni
Numer katalogowy	ETACRAIPRO
Kod producenta	ETACRAIPRO
Producent	Etac
Udźwig	150kg
Waga urządzenia	14,2kg
telefon I	 +48 663 221 727
telefon II	 +48 729 888 698

Opis produktu

Platforma do aktywnego transferu chorego - Etac Raiser Pro

Zaprojektowana w taki sposób, aby bezpiecznie aktywizować użytkownika, zachowując przy tym ergonomię ruchu oraz bezpieczeństwo opiekuna.

Dlaczego bezpieczeństwo przy transferze pacjenta jest ważne? Osoby potrzebujące pomocy przy wstawaniu i zmianie pozycji bardzo często czują się niepewnie a asystenci doznają urazów. Obawy i niepewność pacjenta oraz opiekuna utrudniają wstawanie. Etac Raiser Pro - platforma transferowa jest tak zaprojektowana, aby bezpiecznie aktywizować użytkownika, zachowując przy tym ergonomię ruchu oraz bezpieczeństwo opiekuna.

Etac Raiser Pro zapewnia:

- transfer z łóżka na wózek/krzesło toaletowe,
- transfer z wózka na toaletę,
- transfer z fotela na wózek/krzesło toaletowe.



Etac Raiser Pro - Zalety

- Kompaktowy – łatwy w transporcie, waży tylko 14,2 kg,
- Praktyczna rękojeść – widoczna dla osób z demencją i zaburzeniami widzenia,
- Funkcjonalna płyta z kołami do transportu na niewielkie odległości,
- Miękkie i łatwo regulowane podpórki kolan,
- Centralny hamulec,
- Wymiary: szerokość (58 cm), długość (63 cm), wysokość (120 cm),
- Przeznaczony dla użytkowników do 150 kg wagi,
- Zachęcamy do zapoznania się z akcesoriami,
- Materiał: aluminium, stal, tworzywo sztuczne, termoformowalna pianka,
- Gwarancja 5 lat.

Akcesoria Etac Raiser Pro (dodatkowo płatne):

uchwyt para	pas z funkcją ślizgu

	
pas z podparciem pośladków	pas z funkcją regulacji

ZASTOSOWANIE:

Platforma ETAC Raiser Pro to nowoczesny sprzęt do transferu pacjenta, który służy do bezpiecznego przenoszenia osób z ograniczoną mobilnością. Jego zastosowanie ma kluczowe znaczenie w wielu środowiskach opiekuńczych i medycznych, gdzie **transfer chorego** z łóżka na wózek czy z wózka na krzesło toaletowe może stanowić wyzwanie.

Platforma do aktywnego transferu pacjenta zapewnia **bezpieczeństwo i komfort zarówno dla pacjenta, jak i opiekuna** podczas **przenoszenia pacjenta**. Dzięki swojej kompaktowej budowie i wadze 14,2 kg jest łatwa w transporcie i manipulacji, co jest niezwykle ważne w codziennej pracy personelu medycznego. Rękojeść platformy została zaprojektowana tak, aby była widoczna dla osób z demencją i zaburzeniami widzenia, co dodatkowo ułatwia korzystanie z urządzenia.

Sprzęt do transferu niepełnosprawnych jakim jest **podest ETAC Raiser Pro** wyposażono w funkcjonalną płytę z kołami, co umożliwia łatwy transport pacjenta na niewielkie odległości. Miękkie i łatwo regulowane podpórki kolan zapewniają dodatkową stabilność, a centralny hamulec pozwala na bezpieczne zatrzymanie urządzenia podczas transferu.

Jakość wykonania i bezpieczeństwo użytkowania są gwarantowane przez firmę **ETAC**, która jest producentem tego sprzętu do transferu chorego.

ETAC Raiser Pro jest przeznaczony dla użytkowników o wadze do 150 kg, co świadczy o jego solidnej konstrukcji i możliwościach adaptacyjnych do potrzeb większości pacjentów. Oprócz podstawowych funkcji, producent oferuje różnorodne akcesoria, takie jak pasy z funkcją ślizgu czy podparcia pośladków, które można dokupić w zależności od indywidualnych potrzeb użytkownika.

Przy wyborze **sprzętu do przenoszenia chorych** jak Platforma ETAC Raiser Pro, warto pamiętać o konsultacji z lekarzem specjalistą lub fizjoterapeutą, aby dostosować urządzenie do konkretnego obrazu klinicznego i potrzeb pacjenta. Przy nieprawidłowym użytkowaniu istnieje ryzyko upadku i obrażeń, dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

ETAC Raiser Pro to inwestycja w jakość opieki, która przekłada się na zwiększenie samodzielności pacjentów oraz redukcję ryzyka urazów zarówno dla nich, jak i dla personelu medycznego. To sprzęt do transferu, który łączy innowacyjność z funkcjonalnością, czyniąc codzienne czynności łatwiejszymi i bezpieczniejszymi.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma ETAC

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Uchwyt para:: brak , jest (+ 299,00 zł)
Pas z funkcją regulacji:: brak , jest (+ 399,00 zł)
Pas z funkcją ślizgu:: brak , jest (+ 599,00 zł)
Pas z podparciem pośladków:: brak , jest (+ 599,00 zł)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Sprzęt wykorzystywany jest do przemieszczania pacjentów na łóżku lub do przenoszenia ich z łóżka na wózek inwalidzki lub inne siedzisko.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Przeciwwskazania nie mogą być związane z jednym konkretnym obrazem klinicznym, zależą od indywidualnej oceny stanu zdrowia potencjalnego użytkownika. Wybór pomocy ortopedycznej odpowiedniej dla danego obrazu klinicznego musi być zawsze dokonany z pomocą lekarza specjalisty lub fizjoterapeuty.

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko upadku i obrażeń u użytkownika wynikających ze złej stabilizacji jego ciała w czasie transportu.

POMOC

- [**BEZPIECZNY TRANSFER OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ**](#)
- [**JAK PRZENOSIĆ PACJENTA?**](#)