

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/koncentrator-tlenu-invacare-perfecto-2-p-146.html>



Koncentrator tlenu Invacare Perfecto 2

Cena brutto	4 290,00 zł
Cena netto	3 972,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	NINVACAREPER2
Kod producenta	NINVACAREPER2
Producent	Invacare
Głośność	
Przepływ tlenu	0,5 - 5l min
Wymiary urządzenia	30 x 38 x 53cm
Koncentracja tlenu	90 - 95,6%
Waga urządzenia	18,2kg
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727

Opis produktu

Koncentrator tlenu do domu Invacare Perfecto 2

UWAGA: Po dostawie koncentratora prosimy ułożyć pudełko z urządzeniem w pozycji pionowej i odczekać minimum 5 godzin . Po upływie tego czasu można bezpiecznie włączyć koncentrator.

Dane techniczne:

- Model : Pervecto 2 v
- Producent : INVACARE
- Poziom hałasu:
- Zakres przepływu Tlenu : 0,5 – 5 l/min
- Poziom koncentracji tlenu: 90% – 95,6%

-
- Koncentrator przystosowany do pracy ciąglej
 - Moc zasilania: 320 W
 - Max ciśnienie wylotowe: 5 Psi (+ / - 0,5 Psi)
 - Ciśnienie wylotowe: 34,5kPa
 - Wymiary urządzenia: długość 30cm, szerokość 38cm, wysokość 58cm.
 - Waga: 18.2 kg
 - Urządzenie posiada certyfikat medyczny klasy IIa / Certyfikaty: CE na urządzenia medyczne, TUV
-

Koncentrator tlenu Invacare Perfecto 2 - wsparcie w codziennej opiece

Koncentrator tlenu do domu Invacare Perfecto 2 to zaawansowane urządzenie, które zapewnia ciągły dostęp do tlenu dla osób wymagających stałego wsparcia w terapii tlenowej. Jego kompaktowa konstrukcja i cicha praca sprawiają, że idealnie nadaje się do użytku domowego, szczególnie w środowisku osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Domowy koncentrator tlenu Invacare Perfecto 2 został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie użytkowania. Jego intuicyjny panel sterowania ułatwia obsługę zarówno osobom starszym, jak i ich opiekunom. Urządzenie jest również wyposażone w system alarmowy, który informuje o niskim poziomie tlenu, awarii zasilania czy potrzebie serwisu, zapewniając tym samym dodatkowe poczucie bezpieczeństwa.

Z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych, koncentrator tlenu domowy Invacare Perfecto 2 został wyposażony w systemy umożliwiające łatwe przemieszczanie urządzenia. Dzięki kółkom i ergonomicznej ręczce, koncentrator można bez problemu przetransportować do różnych pomieszczeń, co jest szczególnie ważne w przypadku osób o ograniczonej mobilności.

Wysoka wydajność urządzenia zapewnia stabilny przepływ tlenu, co jest kluczowe w utrzymaniu odpowiedniego poziomu saturacji. To z kolei przekłada się na lepszą jakość życia użytkowników, którzy dzięki stałemu dostępowi do tlenu mogą cieszyć się większą swobodą i komfortem w codziennych czynnościach.

Koncentrator tlenu domowy Invacare Perfecto 2 to nie tylko gwarancja dostępu do wysokiej jakości tlenu, ale także urządzenie zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi i bezpieczeństwie. Jest to idealne rozwiązanie dla osób starszych, niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, którzy poszukują niezawodnego wsparcia w terapii tlenowej w domowym zaciszu.

Koncentrator tlenowy to wygodne w użyciu urządzenie, które wspomaga codzienne funkcjonowanie osób mających różne dolegliwości zdrowotne. Tlenoterapia stacjonarna zalecana jest tym, którzy chorują na schorzenia onkologiczne, sercowe, astmatyczne. Ich obsługa nie należy do skomplikowanych, a właściwości zdrowotne stanowią ich wiodącą cechę.

Jaki koncentrator wybrać?

Jeśli nie mieliśmy nigdy do czynienia z tego typu urządzeniami, to warto zwrócić uwagę na ich nieduży rozmiar, łatwość obsługi oraz energooszczędność. Niektórzy muszą korzystać z terapii tlenowej wielokrotnie w ciągu dnia lub nawet przez całą dobę, dlatego istotny będzie także poziom generowanego podczas jego działania hałasu.

Jaki jest koncentrator tlenu Invacare Perfecto 2?

Przykładem wysokiej jakości koncentratora tlenu jest Invacare Perfecto 2. To nowe urządzenie, które spełni nawet najbardziej wygórowane oczekiwania klientów. Charakteryzuje się stylowym, nowoczesnym designem. Jest elegancki i lekki. Łatwo się go przenosi, ze względu na nieduży rozmiar oraz niewielką wagę. Stanowi bezawaryjne urządzenie, które każdy będzie potrafił bez problemu obsługiwać. Producent daje gwarancję, że przez trzy lata nie wymaga żadnej konserwacji. To bardzo ważne, ponieważ koszty obsługi tego rodzaju sprzętu, przy różnych jego modelach mogą być większe, niż się pierwotnie zakładało. W przypadku koncentratora Invacare Perfecto 2, filtry nie ulegają wysokiemu zużyciu, ze względu na wysoką jakość materiału, z jakiego zostały wykonane.

Komfort codziennej obsługi

Koncentrator tlenu Invacare Perfecto 2 potrafi zaoferować wysoki poziom koncentracji tlenu, w okolicach 87-96%. Dodatkowo charakteryzuje się

bardzo niskim zużyciem energii, a alarm ciśnienia w skrajnych jego poziomach dba o bezpieczeństwo użytkownika. Dzięki nowoczesnej technologii, dźwięk sprężarki i oczyszczania redukowany jest do minimum, co sprawia, że obecność w rejonie koncentratora nie jest uciążliwa i męcząca, zwłaszcza dla osoby chorej.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma INVACARE

POMOC

- [JAK UŻYWAĆ KONCENTRATOR TLENU?](#)
- [DOMOWY KONCENTRATOR TLENU](#)
- [JAK DZIAŁA KONCENTRATOR TLENU?](#)