

Link do produktu: <https://www.prolifter.pl/podnosnik-wannowy-stacjonarny-hydrauliczny-c300h-innow-p-237.html>



Podnośnik wannowy stacjonarny hydrauliczny C300H - INNOW

Cena brutto	10 990,00 zł
Cena netto	10 175,93 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	30 dni
Numer katalogowy	PODWANHC300H
Kod producenta	PODWANHC300H
Producent	INNOW
Wysokość min od dołu krzesła:	19,8cm
Wysokość max od dołu krzesła:	62,3cm
Wysokość:	140,7cm
Szerokość siedziska	42,5cm
Przesuw max. siedziska w pionie:	42,5cm
Długość	85,8cm
Szerokość	72,2cm
Udźwig	130kg
Prezentacja	 ZAMÓW POKAZ
Finansowanie	 (DO)FINANSOWANIE
Zastosowanie	 ZASTOSOWANIE
telefon I	 +48 663 221 727

Opis produktu

Podnośnik do wannowy hydrauliczny stacjonarny C300H - INNOW (udźwig do 130kg)

- 1. Regulacja wysokości:** Hydrauliczna regulacja wysokości pozwala na dostosowanie podnośnika do indywidualnych potrzeb użytkownika, co zapewnia większy komfort i bezpieczeństwo podczas kąpieli.
- 2. Wytrzymałość materiału:** Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej (INOX) gwarantuje trwałość i odporność na korozję, co jest szczególnie ważne w wilgotnym środowisku łazienki.

3. Wszechstronne zastosowanie: Podnośnik jest idealny do użytku w różnych placówkach takich jak szpitale, domy opieki, ośrodki zdrowia i rehabilitacji, co świadczy o jego uniwersalności.

4. Bezpieczeństwo użytkowania: Dopuszczalne obciążenie do 130 kg sprawia, że podnośnik jest bezpieczny dla większości użytkowników, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.

5. Ergonomia: Przesuw max. siedziska w pionie oraz jego szerokość zapewniają wygodę użytkowania, co jest istotne przy dłuższych sesjach kąpieli.

6. Łatwość instalacji: Jako urządzenie stacjonarne, podnośnik wannowy C300H jest zaprojektowany do trwałej instalacji przy wannie, co zapewnia stabilność i gotowość do użycia w każdej chwili.

7. Wsparcie w pielęgnacji: Podnośnik znacząco ułatwia pielęgnację osób wymagających pomocy, co poprawia jakość życia użytkowników i efektywność pracy personelu opiekuńczego.

Winda do wanny dla DPS-u

Podnośnik C300H to innowacyjny podnośnik wannowy stacjonarny z hydrauliczną regulacją wysokości, zaprojektowany z myślą o domach pomocy społecznej (DPS). Urządzenie to umożliwia bezpieczne i komfortowe korzystanie z wanny przez osoby starsze oraz niepełnosprawne, znacząco ułatwiając codzienną higienę. Dzięki konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej (INOX), podnośnik jest nie tylko trwały, ale również odporny na działanie wilgoci, co gwarantuje długotrwałe użytkowanie. Zakres regulacji wysokości od 19,8 cm do 62,3 cm pozwala na dostosowanie podnośnika do różnych potrzeb użytkowników, a maksymalne obciążenie wynoszące 130 kg sprawia, że urządzenie to jest bezpieczne dla większości osób.

Hydrauliczny podnośnik wannowy do placówki medycznej

Podnośnik wannowy C300H stanowi niezbędne wyposażenie każdej nowoczesnej placówki medycznej, takiej jak szpitale, ośrodki zdrowia i rehabilitacji. Jego hydrauliczny mechanizm regulacji wysokości zapewnia łatwość obsługi i umożliwia personelowi medycznemu dostosowanie urządzenia do indywidualnych potrzeb pacjentów, zapewniając tym samym wyższy standard opieki. Szerokość siedziska wynosząca 42,5 cm oraz możliwość przesuwu siedziska w pionie do 42,5 cm gwarantują komfort użytkowania nawet podczas dłuższych sesji kąpieli. Stabilna konstrukcja oraz łatwość instalacji przy wannie czynią z C300H podnośnik wannowy idealny do intensywnego użytkowania, co jest kluczowe w środowisku medycznym.

Produkt jest wyrobem medycznym. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producentem tego typu urządzeń jest firma INNOW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz dostawę:: - odbiór osobisty Skierniewice 0zł , - wybierz , - wysyłka paletowa (cała Polska) (+ 199,00 zł) , - dostawa i montaż (cała Polska) (+ 2 000,00 zł)

Ryzyko

Przewidziane zastosowanie wyrobu

Podnośnik wannowy został skonstruowany aby przenosić osoby z poziomu krawędzi wanny do wanny i z powrotem. Jest stosowany do pielęgnacji w warunkach domowych. W przypadku upośledzenia psychicznego lub fizycznego użytkownika konieczna jest pomoc drugiej osoby.

Przeciwwskazania do używania wyrobu

Nie zaleca się stosowania dla osób cięższych niż wynosi dozwolona

Informacje o prawdopodobnym ryzyku związanym z używaniem wyrobu

Istnieje ryzyko urazu wynikającego z upadku przy stosowaniu produktu, ryzyko wyładowań elektromagnetycznych oraz ryzyko utonięcia w przypadku pozostawienia użytkownika bez nadzoru.

POMOC

- [**PODNOŚNIK WANNOWY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH**](#)
- [**WINDA DO WANNY**](#)
- [**DOFINANSOWANIE NA REMONT ŁAZIENKI DLA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ**](#)
- [**BEZPIECZNY TRANSFER OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ**](#)
- [**KRZESŁO DO WANNY NA PILOTA**](#)
- [**JAK PRZENOSIĆ PACJENTA?**](#)